

Ny kanister ger lägre ljudnivå



serres

Serres har modifierat och förbättrat sina kanistrar

Den nya kanisterna har en modifierad vacuumkanal som gör att ljudnivån sänks samt att karaktären på det ljud som nu uppstår, uppfattas mjukare än innan.

Den nya Serres kanistern ger ett betydligt lägre ljud än den gamla. Det visar sig även vid jämförelser med de på marknaden vanligaste förekommande produkterna, att vid samma sugflöde så håller Serres nya kanistrar alltid lägsta ljudnivån.




Nya modellen

LÄTTARE AVLÄSNING



De nya kanistrarna har en större textstorlek och tjockare avläsningslinjer

För att ytterligare förbättra ljudbilden har även en ny design tagits fram på den grå flergångskonnektorn



Den gamla konnektorn har en cirkulär krage och ett hål i foten, den nya har en förbättrad invändig kanal och känns igen på den kantiga, nedre kragen

Tänk på att alla de nya produkterna är fullt kompatibla med varann, gammal som ny konnektor till vilken kanister som helst (ny eller gammal)

Dock får du bäst effekt (ljudsänkning) med NY konnektor ihop med NY kanister

BÄTTRE PLATS



Den nya konnektorn är något högre och ger bättre plats för fingrarna vid uppkoppling och montering

Vi behåller oförändrade artikelnummer och förpackningsstorlekar.

