




Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla tyyppiä Zoellner

- Nenän kirurgisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus	Os/Kulj.Pakk
6066504020	2,0 x 130 mm, ilman imunsäätelijää	25/375
6066504025	2,5 x 130 mm, ilman imunsäätelijää	25/375
6066504030	3,0 x 130 mm, ilman imunsäätelijää	25/375
6066514025	2,5 x 90 mm, imunsäätelijällä	25/375
6066504030BP	3,0 x 130 mm, imunsäätelijällä, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Os.pakk = pienin toimituserä

Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com