

SteriSet steriliseringscontainer

Innovativ containerteknologi

MEDI PLAST



Skyddande dubbelt lock

- Hållbart aluminiumhölje skyddar viktiga instrument och den inre ventilen
- Platssparande design ger möjlighet att stapla 3 st containers i steriliseringsmaskinen
- Skyddar mot damm, fukt och andra föroreningar för extra hygien

Ventil i rostfritt stål

- Bidrar till att bevara steriliteten och minska mängden avfall
- Undanröjer behovet av Engångsfilter för engångsbruk
- Tryckaktiverad för att öppnas automatiskt under ångsteriliseringscykel med förvakuum
- Ventilen förblir stängd efter steriliseringen för att skapa en ogenomtränglig barriär som håller innehållet sterilt

Säkerhetsförsegling

- Det värmeaktiverade låssystemet Thermo-Loc Intelligent Locking håller locket fastlåst under steriliseringscykeln
- Undanröjer behovet av plastförsegling för engångsbruk
- Ger en säker försegling
- Säkerställer att containern förblir förseglad ända tills den öppnas i operationssalen
- Mångsidiga färgkodade brickor gör systemet enklare att hantera

Kondensdränage för tunga laster

- Idealisk för satser över 8 kg och för anläggningar med fuktig ånga
- Öppnas då sterilisatorn uppnår 130 °C, så att eventuell kvarvarande kondens i containern kan försvinna
- När sterilisatorn har svalnat till 110 °C stängs dräneringsventilen för att säkerställa att instrumentlasten hålls torr och helt skyddad



Före



Efter

Dessa containers är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som finns på respektive produktdekal före användning.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr. © 2020 Medline Industries, Inc. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_SE 10/2020

Distribuerad av:
Medioplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com