



danumed® Enterala Sprutor, användning till en patient

*danumed® Enterala Sprutor, användning till en patient,
med ENFit®-anslutning enligt DIN EN ISO 80369-3*

*För administrering av enteral näring, läkemedel och
vätskor, för dekompression och spolning*

*Omfattande sortiment av storlekar för säker
användning till nyfödda, barn och vuxna*

*Kostnadseffektiv lösning med användning i
upp till 14 dagar vid hemanvändning*

KOMFORT

Bekväm hantering för användaren

- Tvättbar och återanvändbar i upp till 14 dagar
- Transparent sprutcylinder för att inspektera innehållet
- Exakt avläsbar och avtorkningssäker skala
- Säkert grepp med räfflad greppplatta
- Smidig rörelse av kolven
- Märkbart säkerhetsstopp för att förhindra att kolven avlägsnas oavsiktligt

SÄKERHET

Maximal säkerhet för patienten

- ENFit® kopplingen ger maximal patientsäkerhet då den förhindrar felkoppling
- Lågdosspetsen minskar det tomma utrymmet i 1 ml och 3 ml sprutor
- Biokompatibelt material av hög kvalitet, fritt från latex, PVC, DEHP och BPA
- Validerad gradering för hög mätnoggrannhet



danumed® Sprutkork

En storlek passar alla:
Universal sprutkork för
alla storlekar av
danumed® Enterala Sprutor



danumed® Enteral Sprutor, engångsbruk, är individuellt sterilt förpackade och finns i standardstorlekarna 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml och 100 ml. Ytterligare storlekar kan fås på begäran.

Säkra produkter i enlighet med standarderna:
ISO 80369-3 / ISO 7886 / ISO 20695.

danumed® Enterala sprutor, användning till en patient

REF	Produktbeskrivning	Storlek	Försäljnings-enhet	latexfri	PVC fri	DEHP fri	BPA fri
DA 1022 0110	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med centrisk spets, lågdosspets och ENFit®	1 ml	100 stycken	●	●	●	●
DA 1022 0310	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med centrisk spets, lågdosspets och ENFit®	3 ml	100 stycken	●	●	●	●
DA 1022 0500	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med centrisk spets och ENFit®	5 ml	100 stycken	●	●	●	●
DA 1022 1000	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med centrisk spets och ENFit®	10 ml	100 stycken	●	●	●	●
DA 1022 2000	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med centrisk spets och ENFit®	20 ml	100 stycken	●	●	●	●
DA 1022 6001	danumed® Enteralspruta, användning till en patient, med excentrisk spets och ENFit®	60 ml	50 stycken	●	●	●	●

Alla produkter är engångsprodukter och individuellt steriltförpackade. Ytterligare storlekar finns på begäran.

danumed® Sprutkork

REF	Produktbeskrivning	Storlek	Försäljnings-enhet	latexfri	PVC fri	DEHP fri	BPA fri
DA 1021 0055	danumed® Sprutkork för Enterala Sprutor, ENFit®	En storlek	100 stycken	●	●	●	●

Alla produkter är engångsprodukter och individuellt steriltförpackade.

Relaterade produkter till danumed® Enterala Sprutor, användning till en patient:



danumed®
Sprutkork



danumed® Matningsset
for Gastrostomy knapp



danuButton®
Gastrostomy knapp

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Mediplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH – Individuella lösningar är vår standard.

Vi är ett innovativt, tyskt medicintekniskt företag med högsta kvalitetskrav, mångårig expertis inom enteral nutrition och tydligt kundfokus. Med flexibilitet och tillförlitlighet uppfyller vi även individuella kundönskemål. Personligt, kompetent och samarbetsvilligt.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Tyskland
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE