

seca 799 Pelarvåg



Transporthjul
underpelaren.

Art.nr. 7997021099

(Här visad med tillbehöret [seca 220, längdmätare](#))

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.
Elektronisk pelarvåg. Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD och BMI-funktion ingår.
Två hjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen.
Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar.
Med en [seca nätadapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

OBS! [seca 220 längdmätare](#) för 60 – 200 cm, beställs som tillbehör.

Kapacitet	200 kg
Gradering	100 g < 150 kg >200 g
Vikt	6,3 kg
Mått (BxHxD)	294 831 417 mm
Mått vågplatta (BxHxD)	272 x 75 x 280 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	