

Enteralt sondmatningsaggregat för gravitation



- Universal flaskadapter med luftfilter, ENPlus
- Proximal ände ENPlus koppling med skydd
- Droppkammare
- Rullklämma
- Transparent slang
- ENFit® Y-läkemedelsport med lock
- Distal ENFit® koppling med skydd
- Latex fri
- PVC fri
- Steril engångsprodukt
- Längd 215 cm

Kompatibilitet

- Behållare för sondnäring: ENPlus, glas- och plastbehållare.
Behållaremed vid hals, glasflaskor med kronkork/ kapsyl
- Enterala sonder ENFit
- Läkemedelsdispenserar ENFit

Kopplingar är tillverkade enligt ISO 80369-3 för att öka patientsäkerheten då ENFit och ENPlus är utformade för att vara inkompatibla med intravenösa system och därmed undvika felkopplingar.

Förvaras i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus och fukt.

Användningstid 24 timmar.

Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum.

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
E64311	Enteralt sondmatningsaggregat för gravitation	30