

## seca 959 Stolvåg **Wireless**



Art. Nr. 9597021092

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara hjul.  
En populär och praktisk elektronisk stolvåg för vårdcentralen, sjukhemmet eller den geriatriska kliniken. Eftersom vågen har svängbara och låsbara hjul så kan du också använda den för kortare transporter.

Vikten visas i stora, digitala siffror. HOLD, TARA och BMI-funktion ingår.

Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att sitta still. Fällbara armstöd och fotstöd (se bild) gör det enklare att komma i, och ur.

Sitsen av formpressad plast är hygienisk och enkel att rengöra.

Levereras med uppladdningsbara batterier och en [seca nätadapter](#) som förvaras i en liten väska på vågen.



**seca**  
Precision for health

### Grundfunktioner

- Svängbara och låsbara hjul.
- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Särskilt praktiskt när det gäller barn eller patienter med tremor.
- BMI
- Med TARA-funktionen kan du t.ex. dra bort vikten på en filt innan du väger.
- Med Pre-TARA funktionen kan du dra bort vikten på något du alltid vill ha på vågen, t.ex. ett underlägg

### Extra funktioner

- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst!
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kapacitet                                  | 300 kg                              |
| Gradering                                  | 50 g<150 kg> 100 g<250 kg>200 g     |
| Vikt                                       | 24,5 kg                             |
| Mått (BxHxD)                               | 563 x 897 x 978 mm                  |
| Direktiv                                   | 93/42EEG, MDD, 90/384EEG, Klass III |
| Certifikat för varje enskild våg medföljer |                                     |

Tillval: Modul seca 452 för överföring av data till elektroniskt journalsystem, Laddningsenhet/batteripack seca 454, USB-adapter seca 456 för dataöverföring till PC