


Vejledning til produkter til Sterilcentral

Omfattende produktudvalg og support

MEDI PLAST



Sterilisation når det er bedst





Brug denne omfattende vejledning i samarbejde med dine Medline-repræsentanter.
Sammen kan I udarbejde et produktvalg, så Sterilcentralen får et udvalg af den kvalitet og værdi, som letter jeres systematiske tilgang.

Omhyggelig pleje

Kun få personer forstår alt det arbejde, der lægges i en Sterilcentral, hvor målet er at fjerne 99,999 % af patogener.

Medline tager sterilisation af kirurgisk udstyr alvorligt. Vi forstår udfordringen og har en systematisk tilgang til at sammensætte en bred portefølje af essentielle produkter til hvert trin i Sterilcentralens processer.

Sterilisation

SteriSet® sterilisationscontainere	5
Sterilisationsbakker	6
Sterilisationstilbehør	9
Pakkematerialer til sterilisering	10
Tilbehør til pakkematerialer til sterilisering	12

Beskyttelsesbeklædning

Handsker	14
Kitler og skoovertræk	16
Ansigtsbeskyttelse	19
Gulvmåtte	
Gulvsikkerhed	20

Sterilisation

Overgangen fra enkeltpakkede instrumenter til samlede og steriliserede sæt er, hvor Sterilcentralen går fra klargøring af instrumenter til levering af fremragende patientpleje.

Medline hjælper dig med at opnå dine mål med sikkerhed, bæredygtighed og værdi i tankerne.

SteriSet Sterilisationscontainere¹

Dobbeltlågsbeskyttelse

- Holdbar rustfrit stål/aluminium beskytter værdifulde instrumenter og den indre ventil
- Pladsbesparende design tillader, at op til 3 containere kan stables i autoklaven
- Holder støv, overskydende fugt og andre forurenende stoffer ude, for at sikre renhed

Manipulationssikret forsegling

- Hjælper med at sikre sterilitet og mindske spild
- Eliminere behovet for papirfiltre til engangsbrug
- Trykaktiveres til at åbne automatisk under prævakuum dampsterilisationscyklussen
- Ventilen forbliver lukket efter sterilisation for at sikre en uigennemtrængelig barriere, der holder indholdet sterilt

Manipulationssikret forsegling

- Varmeaktiveret ThermoLoc Intelligent Locking System låser låget på plads under sterilisation
- Eliminere behovet for plastlås til engangsbrug
- Udgør en manipulationssikret forsegling
- Sikrer, at containeren forbliver forseglet, indtil den åbnes på operationsstuen
- Mange forskellige farvekodede håndtag og mærkater forenkler overblikket, når personalet skal vælge container.

Kondensdræn dræn til tungt udstyr

- Ideel til sæt over 8 kg eller til faciliteter med dampsterilisation
- Åbner, når autoklaven når 130 °C, så al resterende kondens kan lukkes ud af containeren
- Når autoklaven afkøles til 110 °C, lukker afløbet og sikrer tørre og fuldt beskyttede instrumenter



Før



efter

SteriSet, fuld størrelse

Designet til at håndtere fuld instrumentbrug i større tilfælde.
Dimensionerne nedenfor angiver den ydre længde x bredde x højde.

Med flad bund

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA60	TVE60	59.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/pr. stk.
TVA61	TVE61	59.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA62	TVE62	59.6 x 27.5 x 16.0 cm	1/pr. stk.
TVA64	TVE64	59.6 x 27.5 x 21.0 cm	1/pr. stk.
TVA66	TVE66	59.6 x 27.5 x 27.0 cm	1/pr. stk.

Med kondensdræn

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA67	TVE67	59.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/pr. stk.
TVA68	TVE68	59.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA69	TVE69	59.6 x 27.5 x 18.0 cm	1/pr. stk.
TVA6A	TVE6A	59.6 x 27.5 x 23.0 cm	1/pr. stk.
TVA6B	TVE6B	59.6 x 27.5 x 29.0 cm	1/pr. stk.

SteriSet, trekvartstørrelse

Med flad bund

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA41	TVE41	45.6 x 28.0 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA42	TVE42	45.6 x 0 x 16.0 cm	1/pr. stk.

Med kondensdræn

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA48	TVE48	45.6 x 28.0 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA49	TVE49	45.6 x 0 x 18.0 cm	1/pr. stk.



TVA60



TVA67



TVA41

SteriSet, halvt sæt

Med flad bund

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA30	TVE30	29.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/pr. stk.
TVA31	TVE31	29.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA32	TVE32	29.6 x 27.5 x 16.0 cm	1/pr. stk.
TVA34	TVE34	29.6 x 27.5 x 21.0 cm	1/pr. stk.
TVA36	TVE36	29.6 x 27.5 x 27.0 cm	1/pr. stk.

Med kondensdræn

Varenr. Aluminiums- låg	Varenr. Rustfrit stållåg	Beskrivelse	Emballage
TVA37	TVE37	29.6 x 27.5 x 12.0 cm	1/pr. stk.
TVA38	TVE38	29.6 x 27.5 x 14.0 cm	1/pr. stk.
TVA39	TVE39	29.6 x 27.5 x 18.0 cm	1/pr. stk.
TVA3A	TVE3A	29.6 x 27.5 x 23.0 cm	1/pr. stk.
TVA3B		29.6 x 27.5 x 29.0 cm	1/pr. stk.

TASKIT-container

Ministørrelse – Ideel til øjeninstrumenter

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
KVA10	28.5 x 13.5 x 6.0 cm	1/pr. stk.
KVA11	28.5 x 13.5 x 8.0 cm	1/pr. stk.
KVA12	28.5 x 13.5 x 10.0 cm	1/pr. stk.

Manipulationssikrede forseglinger

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
DPKSIE1	Grøn	500/ks.
DPKSIE2	Blå	500/ks.
DPKSIE3	Rød	500/ks.
DPKSIE4	Gul	500/ks.
DPKSIE5	Hvid	500/ks.

DPKSIE3



SteriSet-sterilisation med farvekodning

Opnå effektive arbejdsgange med farvekoordinerede mærkater og håndtag. Inddel containere efter indgreb eller operationsteam med optional farvekodning.

- Fremmer best practice standarder: Organiser sæt efter indgreb, læge, disciplin eller operations-team.
- Forbedrer effektiviteten: Hjælper personalet med at lagre og vælge instrumentsæt mere præcist.

Håndterer



ID-mærkater



Sterilisationsbakker

Bakker med trådnæt i rustfrit stål

Vælg den perfekte størrelse til størstedelen af dine instrumentsæt.

Til containere i halv størrelse

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
SCD 333	24.5 x 24.5 x 3.0 cm	1/pr. stk.
SCD 336	24.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/pr. stk.
SCD 3310	24.5 x 24.5 x 10.0 cm	1/pr. stk.

Til trekvartcontainere

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
SCD 433	40.0 x 25.0 x 3.0 cm	1/pr. stk.
SCD 436	40.0 x 25.0 x 6.0 cm	1/pr. stk.
SCD 4310	40.0 x 25.0 x 10.0 cm	1/pr. stk.



Til containere i fuld størrelse


Varenr.	Beskrivelse	Emballage
SCD 633	51.5 x 24.5 x 3.0 cm	1/pr. stk.
SCD 636	51.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/pr. stk.
SCD 6310	51.5 x 24.5 x 10.0 cm	1/pr. stk.
SCDD 636	48.5 x 24.5 x 6.0 cm	1/pr. stk.

Tilbehør sterilisationscontainer

Silikonemåtter

Beskytter delikate kirurgiske instrumenter med disse silikonemåtter; dimensioneret til at passe perfekt ned i Medline-containerne.

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
MDNSNS315	12.7 x 24.1 cm	1/pr. stk.
MDNSNS335	24.1 x 24.1 cm	1/pr. stk.
MDNSNS435	39.4 x 24.1 cm	1/pr. stk.
MDNSNS635	47 x 24.1 cm	1/pr. stk.



Håndtering af indikatorkort

Passer ind i åbningen på enden af SteriSet-containeren

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
DPCIS13	Smæklås i højre side	500/ks.
DPCIS02	Smæklås i toppen	500/ks.



Gemini pakkematerialer til sterilisering²

Kan draperes og er stærkere

Gemini pakkematerialet er mere modstandsdygtigt over for rifter, huller og fungerer bedre end almindelige SMS pakkematerialer. Det er meget blødt og nemt at folde, og er nemt at arbejde med.

Lav fnugafgivelse og med større klæbeevne

Overfladen er egnet til hæftning med sterilisationstape. Materialet har lav fnugafgivelse og hjælper det med at bevare sterile pakkers funktionalitet.

Det unikke SSMMS-materiale yder god barrierebeskyttelse

Geminis stærke flere lag og 100 % polypropylenkonstruktion (testet iht. EN 11607-1 og EN 868-2) giver enestående barrierebeskyttelse på højt niveau mod væsker og partikler.

Alsidig

Medlines Gemini pakkemateriale er indikeret til anvendelse i alle større steriliseringsprocesser, heriblandt:

GEM0-GEM5

- Prævakuumdampcyklusser
- Damptyngdekraft

GEM1-GEM5

- Ethylenoxid (EtO)-sterilisering
- STERRAD®-sterilisering
- STERIS V-PRO® sterilisering ved lav temperatur
- STERIZONE® VP4-sterilisering.

WRAP-certificering

Gemini pakkematerialer fremstilles på en WRAP-certificeret fabrik. Udvikling og overholdelse af arbejdstager- og menneskerettigheder i vores forsyningskæde er en del af Medlines program for virksomhedernes sociale ansvar. Nærmere beskrivelser af WRAP's 12 principper findes på deres webside: www.wrapcompliance.org.



Gemini Single pakkemateriale til sterilisering



Gemini Single pakkemateriale til sterilisering er en ideel løsning til steriliseringsenheder, hvor to ark bruges til indpakning af medicinsk udstyr eller instrumentsæt.

	GEM0 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1.000 stk./ks.	GEM1118-EU 1.000 stk./ks.	GEM2118-EU 1.000 stk./ks.	GEM3118-EU 600 stk./ks.		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1.000 stk./ks.	GEM1120-EU 1.000 stk./ks.	GEM2120-EU 500 stk./ks.	GEM3120-EU 250 stk./ks.		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 stk./ks.	GEM1124-EU 500 stk./ks.	GEM2124-EU 500 stk./ks.	GEM3124-EU 250 stk./ks.	GEM4124-EU 250 stk./ks.	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 stk./ks.	GEM1130-EU 300 stk./ks.	GEM2130-EU 300 stk./ks.	GEM3130-EU 200 stk./ks.	GEM4130-EU 250 stk./ks.	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 stk./ks.	GEM1136-EU 300 stk./ks.	GEM2136-EU 300 stk./ks.	GEM3136-EU 150 stk./ks.	GEM4136-EU 150 stk./ks.	GEM5136-EU 144 stk./ks.
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 stk./ks.	GEM1140-EU 250 stk./ks.	GEM2140-EU 250 stk./ks.	GEM3140-EU 150 stk./ks.	GEM4140-EU 150 stk./ks.	GEM5140-EU 96 stk./ks.
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 stk./ks.	GEM1145-EU 250 stk./ks.		GEM3145-EU 100 stk./ks.	GEM4145-EU 100 stk./ks.	GEM5145-EU 96 stk./ks.
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 stk./ks.	GEM1148-EU 250 stk./ks.	GEM2148-EU 100 stk./ks.	GEM3148-EU 50 stk./ks.	GEM4148-EU 50 stk./ks.	GEM5148-EU 48 stk./ks.
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 stk./ks.	GEM1154-EU 100 stk./ks.	GEM2154-EU 100 stk./ks.	GEM3154-EU 50 stk./ks.	GEM4154-EU 50 stk./ks.	GEM5154-EU 48 stk./ks.
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 stk./ks.			GEM3172-EU 50 stk./ks.	GEM4172-EU 50 stk./ks.	

Gemini sammensvejset dobbeltlagspakkemateriale til sterilisering



Gemini Interleaved ark tilbyder såvel vores flerlagsteknologi som farvedifferentiering til Sterilcentraler, som benytter sekventiel indpakning. Denne løsning kombinerer brudstyrke og sikkerhed. Det er indikeret til brug i alle steriliseringsprocesser.

	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 stk./ks.	GEM2124INT-EU 500 stk./ks.	GEM3124INT-EU 250 stk./ks.	GEM4124INT-EU 250 stk./ks.
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 stk./ks.	GEM2130INT-EU 300 stk./ks.	GEM3130INT-EU 200 stk./ks.	GEM4130INT-EU 250 stk./ks.
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 stk./ks.	GEM2136INT-EU 300 stk./ks.	GEM3136INT-EU 150 stk./ks.	GEM4136INT-EU 150 stk./ks.
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 stk./ks.	GEM2140INT-EU 250 stk./ks.	GEM3140INT-EU 150 stk./ks.	GEM4140INT-EU 150 stk./ks.
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 stk./ks.	GEM2148INT-EU 100 stk./ks.	GEM3148INT-EU 50 stk./ks.	GEM4148INT-EU 50 stk./ks.
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 stk./ks.	GEM2154INT-EU 100 stk./ks.	GEM3154INT-EU 50 stk./ks.	GEM4154INT-EU 50 stk./ks.
137 x 183 cm				GEM4172INT-EU 50 stk./ks.

Geminis svejsede pakkemateriale til sterilisering



Geminis svejsede pakkemateriale til sterilisering. To sammensvejsede ark giver exceptionel styrke og hjælper med at forbedre effektiviteten. De to farver hjælper detektering af huller og hjælper med at differentiere mellem instrumentsæt.

	GEMO 40 g	GEM1 47 g	GEM2 54 g	GEM3 61 g	GEM4 71 g	GEM5 75 g
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 stk./ks.	GEM1118T-EU 500 stk./ks.	GEM2118T-EU 500 stk./ks.	GEM3118T-EU 300 stk./ks.		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 stk./ks.	GEM1120T-EU 500 stk./ks.	GEM2120T-EU 250 stk./ks.	GEM3120T-EU 125 stk./ks.		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 stk./ks.	GEM1124T-EU 250 stk./ks.	GEM2124T-EU 250 stk./ks.	GEM3124T-EU 100 stk./ks.	GEM4124T-EU 100 stk./ks.	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 stk./ks.	GEM1130T-EU 150 stk./ks.	GEM2130T-EU 150 stk./ks.	GEM3130T-EU 75 stk./ks.	GEM4130T-EU 100 stk./ks.	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 stk./ks.	GEM1136T-EU 150 stk./ks.	GEM2136T-EU 150 stk./ks.	GEM3136T-EU 75 stk./ks.	GEM4136T-EU 75 stk./ks.	GEM5136T-EU 72 stk./ks.
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 stk./ks.	GEM1140T-EU 100 stk./ks.	GEM2140T-EU 100 stk./ks.	GEM3140T-EU 75 stk./ks.	GEM4140T-EU 75 stk./ks.	GEM5140T-EU 48 stk./ks.
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 stk./ks.	GEM1145T-EU 100 stk./ks.		GEM3145T-EU 50 stk./ks.	GEM4145T-EU 50 stk./ks.	GEM5145T-EU 48 stk./ks.
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 stk./ks.	GEM1148T-EU 100 stk./ks.	GEM2148T-EU 50 stk./ks.	GEM3148T-EU 30 stk./ks.	GEM4148T-EU 30 stk./ks.	GEM5148T-EU 24 stk./ks.
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 stk./ks.	GEM1154T-EU 50 stk./ks.	GEM2154T-EU 50 stk./ks.	GEM3154T-EU 30 stk./ks.	GEM4154T-EU 30 stk./ks.	GEM5154T-EU 24 stk./ks.
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 stk./ks.	GEM4172T-EU 30 stk./ks.	GEM5172T-EU 24 stk./ks.

Tilbehør til pakkemateriale

Støvlåg

Disse afdækninger beskytter instrumentbakker mod støv og stoffer i miljøet. De er konstrueret af stærk kvalitetspolyethylen og er selvforseglen.

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100



Bakkeunderlag³

Bakkeunderlag fremmer absorption af kondens under sterilisering.

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Transportbakke⁴

- Rigid plast designet til luftgennemstrømning
- Reducerer risiko for brud ved opbevaring på trådreoler
- Beskytter instrumentbakker mod huller og revner under sterilisation, opbevaring og transport

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Beskyttelses- beklædning

Det skorter ikke på farlige stoffer og mikroorganismer i sundhedsvæsenet. Skab en effektiv barriere mod disse stoffer og det højeste sikkerhedsniveau med Medlines beskyttelsesbeklædning. Hver artikel er designet med beskyttelse og komfort i tankerne.



Undersøgelseshandsker⁵

SensiCare® Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter

Vores SensiCare Pro nitrilhandsker yder enestående, all-round beskyttelse og har en god pasform og funktionalitet. Disse handsker er designet til personale, der anvender farlige kemikalier til generelle opgaver og procedurer, eller som rengør, dekontaminerer og/eller desinficerer kirurgiske instrumenter.

- Længere 400 mm manchetter yder ekstra beskyttelse mellem manchetter og ærme
- Fuldt struktureret greb øger den taktile følsomhed
- God ydelse i punkteringsmodstandstest
- Kemotestet
- PPE-certificeret til ekstra beskyttelse



Varenr.	Beskrivelse	Emballage
PRO400XS	SensiCare Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril, x-small	50/æske, 10 æsker/ks.
PRO400S	SensiCare Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril, small	50/æske, 10 æsker/ks.
PRO400M	SensiCare Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril, medium	50/æske, 10 æsker/ks.
PRO400L	SensiCare Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril, large	50/æske, 10 æsker/ks.
PRO400XL	SensiCare Pro 400 mm undersøgelseshandsker i nitril, x-large	50/æske, 10 æsker/ks.

EN ISO 374-5-2016

Beskyttelse mod bakterier og svampe

Beskyttelse mod virusser

niveau

Bestået

Bestået



SensiCare® Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter med enestående taktile følsomhed

- Holdbar nitrilbeskyttelse
- Forlænget manchetter for yderligere beskyttelse
- PPE-certificeret for ekstra dækning
- Komfortabel som latex i en nitrilhandske




Varenr.	Beskrivelse	Emballage
MDSEXTXS	SensiCare Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter, x-small	100/æske, 10 æsker/ks.
MDSEXTS	SensiCare Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter, small	100/æske, 10 æsker/ks.
MDSEXTM	SensiCare Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter, medium	100/æske, 10 æsker/ks.
MDSEXTL	SensiCare Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter, large	100/æske, 10 æsker/ks.
MDSEXTXL	SensiCare Undersøgelseshandsker i nitril med forlænget manchetter, x-large	90/æske, 10 æsker/ks.

Overholdelse for indbyggede impermeable beskyttelseskitler


Dit personale ved, hvad de skal gøre for at beskytte sig og patienterne, alligevel kan tidsbegrænsninger og besvær føre til, at man springer over, hvor gærdet er lavest, med de korrekte kittelregler. Medlines beskyttelsesbeklædning er hurtig og let at iføre sig og tage af, samtidig med at den yder beskyttelse og komfort.

Let påtagning. Exceptionel beskyttelse. Åndbar komfort.



Påtagning

1. Begynd med at anbringe dine arme i ærmerne med tommeltotten i tommelløkkerne.
2. Træk kitlen over hovedet.
3. Bind den bagpå i livet.



Aftagning

1. Træk i livet for at løsne bindebåndene.
2. Træk i kitlen med armene over kors.
3. Forsæt med at rulle kitlen ned langs kroppen til en kugle, og smid den ud efter aftagning.

Uden bindebånd i halsen, som skal bindes op, mindsker du muligheden for krydskontaminering fra handsker til håret eller nakken.

Impermeable beskyttelseskitler

Velegnet til at beskytte brugeren mod længere tids kontakt med vand og rensedmidler; CRIE404xC- og CRIE500x-sortimenterne er testet i henhold til EN 16523-1 mod rensedmidlet glucoprotamin.

Impermeable beskyttelseskittel – letvægtsbilaminat

- Bindebånd i talje og hals
- Strikmanchetter

Varenr.	Størrelse	Farve	Emballage
CRIE4040C	L	Gul	10/pose, 100/kasse
CRIE4041C	XL	Gul	10/pose, 100/kasse



CRIE4040C

Impermeable beskyttelseskitler i polyethylen

- Over hovedet-design
- Tommeløkke ved håndleddet
- Enkeltvist foldet og indpakket i en dispenseræske

Varenr.	Størrelse	Farve	Emballage
CRIE5010	L	Blå	1/pose, 15/æske, 75/kasse
CRIE5011	XL	Blå	1/pose, 15/æske, 75/kasse



CRIE5010

Engangsforklæde i polyethylen

- Bæres over ikke-væskeafvisende kitler eller arbejdsdragt som en praktisk løsning for brugere, som ønsker at tilføje ekstra beskyttelse mod væsker til en lavere pris

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONE24274W	Medium vægt, 71,1 x 116,8 cm, pakket enkeltvis, dispenser	50/æske, 250/kasse



NONE24274W

Skoovertræk

Skoovertræk forebygger kontaminering af miljøet og mindsker overførslen af mikroorganismer. Fremstillet af polyethylen- eller polypropylenmaterialer, og nogle modeller er desuden beskyttet mod væsker

Varenr.	Størrelse	Materiale	Egenskaber	Emballage
CRIE2010	En størrelse til de fleste	Polyethylenfilm	Impermeabel	100/pose, 1.000/kasse
CRIE2020	En størrelse til de fleste	Polyethylenfilm og polypropylen (SPP) I	Impermeabel	100/pose, 200/kasse



CRIE2010



CRIE2020

Støvleovertræk

Medlines støvleovertrækssortiment tilbyder forbedret og øget beskyttelsen mod væsker. Produktet dækker sko og læg op til knæet og er designet i en praktisk størrelse, der passer til de fleste, og med en struktureret sål i bunden. De har også en velcrorem eller elastikbånd omkring anklen, der hjælper med at holde dem på plads og garantere tilstrækkelig beskyttelse.

Varenr.	Størrelse	Egenskaber	Emballage
NONE27143XL	En størrelse til de fleste	Væskeafvisende	50/pose, 150/kasse
NONE27144	En størrelse til de fleste	Impermeabel	50/pose, 150/kasse

NONE27143XL

- Væskeafvisende materiale til over anklen
- Væskebeskyttelse i nederste del
- Forseglede sømme i foden



NONE27143XL

NONE27144

- Impermeabel PE-beklædt polypropylenmateriale
- Væskebeskyttelse i nederste del
- Velcrorem til justering af pasformen



NONE27144

Innovativ emballage, der gør valg af maske lettere

Medlines emballage er designet til at gøre det let for dit personale øjeblikkeligt at identificere mange vigtige maskeegenskaber

Farvekodet emballage


Lilla: Type IIR væskerestistent maske

Grøn: Type II kirurgisk maske

Orange: Type II procedure maske

Blå: Respiratorer

Perforeringer og et praktisk tommelfingerhak
let åbning og let dispensering



Produktklassificering

Til det korrekte valg
og ro i sindet

Ansigtsbeskyttelse

Væsketæt maske med visir⁷



NONE27410EL

Masken beskytter mod sprøjt og væsker med visir og øreelastikker.

- Optisk gennemsigtig polyestervisir
- Anti-dug skumkant

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONE27410EL	Væsketæt maske med visir og øreelastik	25/æske, 4/ks.

Væsketæt maske med visir og bindebånd⁷



NONE27710

Masken beskytter mod sprøjt og væsker med visir og bindebånd.

- Optisk gennemsigtig polyestervisir
- Anti-dug skumkant

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONE27710	Max X væsketæt maske med visir og bindebånd	25/æske, 4/ks.
NONE27410	Væsketæt maske med visir og øreelastik	25/æske, 4/ks.

Væsketæt maske med øreelastikker⁷



NONE27412EL

- Anti-dug skumkant
- kan bruges til yderligere beskyttelse mod stænk, såsom visir eller øjenværn

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONE27412EL	Væsketæt maske med øreelastik	25/æske, 4/ks.

Udskiftelig brilleafskærmning til engangsbrug




NONFRAME

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONFRAME	Genanvendelig brilleramme, kan fås i forskellige farver	100/æske

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONLENS	Udskiftelig brilleafskærmning til engangsbrug	250/æske

Visir



NONEFS500

- Anti-dug skumkant
- Elastisk hovedbånd med skum
- Indeholder ikke naturlig gummilatex

Varenr.	Beskrivelse	Emballage
NONEFS500	Fuld længde visir til engangsbrug med elastisk skumstrop	96/ks


Opgradér jeres sikkerhedsniveau i CSSD

Arbejde i vådt miljø betyder daglig udsættelse for farer som bl.a. skrid, snublen og fald. I Sterilcentralen, især i dekontamineringsområder, hvor der kan være væsker på gulvet, udgør dette en risiko for personalet. Medlines gulvsikkerhedsløsninger tager sig af både risiko for fald og behovet for hurtig og sikker fjernelse af væsker.

Liqui-Loc™ gulvmåtte



- Nem bortskaffelse af hensyn til hygiejnen og sikkerheden
- Impermeabel, skridsikker bagbeklædning til at stå på eller anbringelse af redskaber
- Drypsikker, indkapsler væsker med det absorberende materiale



Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Absorberingsevne	Skridsikker	Emballage
ORLLPBS	Liqui-Loc; small	71,1 x 101,6 cm	2,2 l	Ja	13/ks
ORLLPBM	Liqui-Loc; medium	71,1 x 142,2 cm	3,0 l	Ja	10/ks
ORLLPBL	Liqui-Loc; large	71,1 x 182,8 cm	3,9 l	Ja	8/ks

Dobbeltsidet absorberende gulvmåtte



- Fremmer hygiejnen med en højt absorberende måtte
- Gør rengøringsprocessen hurtigere, og absorber væskespild på gulvet
- Ikke til at stå på



Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Absorberingsevne	Skridsikker	Emballage
ORDSFMAT	Dobbeltsidet absorberende gulvmåtte	75 x 38 cm	7 l	Antal	50/ks

Få mere information hos din Medline-salgsrepræsentant eller gå til websiden: www.medline.eu/uk



Distribueret af:
Mediplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

FØLG OS



MEDI PLAST

¹ Steriset-containerne er Klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

² Geminis pakkematerialer er Klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

³ Bakkeunderlagene er Klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

⁴ GEMTRAY transportbakker er Klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

⁵ Medline undersøgelseshandsker er Klasse I ikke-sterilt, medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

⁶ Sko- og støvleovertræk er Klasse I ikke-sterilt, medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

⁷ NONE27xxx er Klasse I ikke-sterilt medicinsk udstyr, beregnet til brug af sundhedspersonalet. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på tilsvarende etiket læses.



Medline International France SAS
3 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrig

Vi forbeholder os ret til at rette fejl, der måtte opstå i denne brochure. Oversættelsen af dette dokument er foretaget af Medioplast A/S. Kontakt venligst din distributør for adgang til den engelske version verificeret af Medline.

© 2021 Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1054_DA 08/2021