

## 3-Vejshane og Manifold

- Blod-, medicin- og lipidresistent i op til 72 timer
- Selv-udtrækkende roterende luer-lock
- Selvstændig eller med forlængerslange
- Med drejefunktion på specielle emner
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Slange 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Manifold med/uden plade
- Farvekodet 3-vejs hane giver en mere sikker identifikation af infusionen
- Findes med tilbageløbsventil og/eller nålefri tilslutning
- MR kompatibel



### 3-Vejshane

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MP0436	3-Vejshane	PVC-fri	40*/600
60MP0437	3-Vejshane, drejeled	PVC-fri	40*/600

### 3-Vejshane med forlængerslange, lav volumen 1 x 2 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL04100110	3-Vejshane med forlængerslange, 12 cm	PVC-fri	20/300*
60MP04100521	3-Vejshane med forlængerslange, 12 cm	PVC-fri	30*/450

## 3-Vejshane med forlængerslange

2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL04100607	3-Vejshane med forlængerslange , 7 cm	PVC-fri	30*/450
60MR04100610	3-Vejshane med forlængerslange , 12 cm	PVC-fri	30*/450
60MR04100610S	3-Vejshane med forlængerslange, 12 cm, drejeled	PVC-fri	30*/450
60MR04100625	3-Vejshane med forlængerslange, 25 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100650	3-Vejshane med forlængerslange, 50 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100675	3-Vejshane med forlængerslange, 75 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100601	3-Vejshane med forlængerslange, 100 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100410T	3-Vejshane med forlængerslange, 100 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100601S	3-Vejshane med forlængerslange, 100 cm, drejeled	PVC-fri	10/100*

## Manifold 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR04102000	2 x 3-Vejshane	PVC-fri	20*/300
60MR04104000	4 x 3-Vejshane	PVC-fri	10/100*
60MR04104016V	4 x 3-Vejshane, 2 x tilbageløbsventil, 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*

## Manifold på plade 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR04103000	3 x 3-Vejshane	PVC-fri	10/50*
60MR04103025	3 x 3-Vejshane + 25 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*
60SRL04103150	3 x 3-Vejshane + 150 cm forlængerslange	PVC-fri	5/50*
60MR04105025	5 x 3-Vejshane + 25 cm forlængerslange	PVC-fri	50/50*
60SRL04105150	5 x 3-Vejshane + 150 cm forlængerslange	PVC-fri	50/50*

## Manifold på plade med nålefri tilslutning 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL04103000K	3 x 3-Vejshane med nålefri tilslutning	PVC-fri	5/50*
60SRL04105000K	5 x 3-Vejshane med nålefri tilslutning	PVC-fri	50/50*
60SRL04103150K	3 x 3-Vejshane med nålefri tilslutning og 150 cm forlængerslange	PVC-fri	5/50*
60SRL04105150K	5 x 3-Vejshane med nålefri tilslutning og 150 cm forlængerslange	PVC-fri	50/50*
60SRL82115P	6 x 3-Vejshane med nålefri tilslutning og 180 + 12 cm forlængerslange	PVC-fri	50/50*

Materiale:  
 Slange: TPE  
 3-Vejs hane/manifold: PC / HDPE/PSU  
 Luer-lås: PE

Priming-hætte/Flowstop: ABS/PE  
 Beskyttelseshætte: PE  
 Tilbageløbsventil: SAN/ Silikone  
 Nålefri tilslutning: PC/ Silikone

Sterilisering: EO  
 Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack  
 \* = minimum bestilling