



danumed® StomaMeter

Gastrostooman ballongillinen mittauslaite

StomaMeter on mittauslaite gastrostooman pituuden mittaamiseen.

Gastrostooman pituuden mittaamiseen yksinkertaisesti ja tarkasti optimaalisen gastrostomianapin valinnan varmistamiseksi.

Gastrostooman pituuden tarkka määrittäminen parantaa gastrostomianapin istuvuutta ja siten potilasturvallisuutta ja -mukavuutta.





MUKAVUUS

- Pehmeä, joustava materiaali tarjoaa potilasmukavuutta
- Litteä kiinnityslevy helpottaa mittausarvojen lukemista.
- Ballongin täyttötilavuus merkitty tuotteeseen
- Kätevät lisävarusteet laittamisen helpottamiseksi: danumed® ballongin täyttöruisku, 10 ml sekä geeli
- Koko 12 Fr sopii kaikenkokoisille avanteille

TURVALLISUUS

- Valmistettu korkealaatuisesta lääkinällisestä silikonista
- Lateksiton, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaa materiaali
- Litteä, pyöristetty kärki auttaa välttämään traumoja
- Röntgenpositiivinen linja
- Tarkka pyyhkimistä kestävä asteikko



danumed® StomaMeter

Tuotenro	Koko Fr	Kpl/myyntiyksikkö
DA 1045 0112	12	1 kpl

danumed® StomaMeter gastrostooman mittauslaite on steriilisti yksittäin pakattu. StomaMeter toimitetaan steriilissä repäisyypussissa ja lisäksi jokaisessa yksittäispakkauksessa on geeli ja steriili danumed® täyttöruisku. 10 ras./kulj.pakk.

danumed® StomaMeter on

• Lateksiton • PVC-vapaa • DEHP-vapaa • BPA-vapaa

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy

PL 153, 01531 Vantaa

Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com

www.mediplast.com