


independence with confidence

www.optimummedical.co.uk


UgoTM
catheter valve
Kateterventiler



Konstruert til å brukes med enten et innlagt
urinrørskateter eller et suprapubisk kateter

Ugo

catheter valve



I **Optimum Medical** forstår vi viktigheten av uavhengighet, og **Ugo Catheter Valve** (kateterventil) er spesialkonstruert for å sikre at pasienten føler seg komfortabel og trygg.

Sterke sider:

- Diskret, komfortabel og brukervennlig
- Sikkerhetsspakfunksjon hindrer utilsiktet åpning
- Posepakningen er enkel å åpne og gjør det mulig å sørge for sikker bruk av ventilen på det sterile området
- 180 spakhåndtakkonstruksjon gjør enhåndsbruk mulig
- Produsert av høyverdig, holdbar medisinsk PVC som tåler inntil 7 dagers bruk
- Liten ergonomisk utforming uten skarpe kanter
- Trappet universalkontakt som gir trygt feste til alle katetermaterialer
- Myk silikonslange som kan festes til en drenpose eller benpose til bruk over natten




Art.nr.	PIP-kode	NPC-kode	Produktbeskrivelse	Innvendig pakning	Utvendig pakning
603000	388-2388	FSS1067	Ugo Catheter Valve	5 stk.	100 stk.

ELI SISÄLLÄ LATEKSIA

Informativ brukerveiledning til pasient og helsepersonell finnes. Kontakt **Optimum Medical**, ugo@optimummedical.co.uk for å lese mer.

DEKKER KLINISKE BEHOV

HVA ER FORDELENE MED Å BRUKE EN **UGO CATHETER VALVE** SOM ALTERNATIV TIL DRENPOSER?



Sikker montering av **Ugo Catheter Valve** (kateterventil) i urinkateteret

Ugo Catheter Valve (kateterventil)

er egnet til personer som:

- har tilstrekkelig blærekapasitet
- har en tilstrekkelig blærefølelse
- har god fingerferdighet
- har kognitiv bevissthet

The National Institute for Health and Clinical Excellence anbefaler at 'hos mennesker det passer for, kan en kateterventil brukes som alternativ til drenpose.'¹

"Bruk av en kateterventil som alternativ til kontinuerlig fri drenering bør alltid vurderes der blæren gir en sikker urinoppbevaring."²

1

Fremmer normal blæreveggmuskelfunksjon

"Hvis blæren tillates langsiktig kontinuerlig fri drenering, kan blærefunksjon gå tapt og kan ikke fås tilbake hvis en TWOC (test uten kateter) vurderes i fremtiden."³

"Ventilen tilbyr mulighet til vedlikehold av blærefunksjon, -kapasitet og -tonus ved å tillate fylling og tømming av blæren."⁴

2

Reduserer traumer

"Reduksjonen av traumer i blæreveggen og urinrøret gjennom intermitterende løfting av blæreveggen fra kateteret når blæren fylles. Blærehalstraksjon kan også forebygges fordi vekten av benposen ikke henger fra kateteret"⁵

3

Forbedret pasientopplevelse

"Kateterventiler foretrekkes ofte av pasienter og forbedrer privatliv og verdighet" og "en ideell ventil bør være diskret, komfortabel, sikret mot lekkasje og lett å bruke"⁶

4

Reduserer skorpedannelse og kateterblokkering

"Ventil regulert, intermitterende flyt av urin gjennom katetere øker tiden katetere trenger for å bli blokkert, den mest gunstige effekten ble OM- registrert da urin ble tømt fra blæren med 4 timers mellomrom".⁷

Ugo Catheter Valve er kanskje uegnet til personer som har:

- manglende evne til å betjene ventilen (med mindre en omsorgsperson kan utføre dette)
- liten blærekapasitet
- redusert blærefølelse
- begrenset kognitiv bevissthet
- dårlig nyrefunksjon eller ureterisk refluks
- ukontrollert hyperaktivitet i blæreveggmuskulaturen



optimum medical
support™

Opplæring og utdanning for å optimere pasientomsorg

Visit www.optimummedicalsupport.co.uk to find out more.



REFERANSER

- ¹ National Institute for Health and Clinical Excellence. 2012. Urinary Incontinence in Neurological Disease [PDF]. Manchester. National Institute for Health and Clinical Excellence. Tilgjengelig på: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13855/60379/60379.pdf> [Åpnet 23. januar 2014]
- ² Harrison S.C.W, et al. 2010 British Association of Urology Surgeons. Suprapubic Catheter Practice Guidelines. British Journal of Urology International 107(9), pp77-85.
- ³ Addison R et al. 2012. Kateterpleie: RCN Guidance for Nurses [PDF]. London. Royal College of Nursing. Tilgjengelig på: http://www.rcn.org.uk/_data/assets/pdf_file/00118/157410/003237.pdf
- ⁴ The European Association of Urology Nurses, 2012. Evidence Based Guidelines for Best Practice in Urology Healthcare. Catheterisation, Indwelling Catheters in Adults. Urethral and Suprapubic. Nederland: The European Association of Urology Nurses.
- ⁵ Bardsley, A & Kyle, G. 2007. Assessing Research Evidence for the use of Catheter Valves. Continence UK. Vol 1(4) pp53-56. Kun sammendrag.
- ⁶ Woodward, S, 2013. Catheter Valves: A welcome Alternative to Leg Bags. British Journal of Nursing. 22 (11) pp 650-653.
- ⁷ Sabbuba.N.A et al, 2005. Does the valve regulated release of urine from the bladder decrease encrustation and blockage of indwelling catheters by crystalline mirbilis biofilms? Journal of Urology. 173(1) pp 262-6.

MILJØRETNINGSLINJER



Som produsent av medisinske produkter forstår vi at vi har et ansvar for å redusere vår påvirkning av miljøet og ta vare på naturressursene. Vi gjør vårt ytterste for å bruke minst mulig pakningsstørrelse for å minimalisere materialbruk og dermed bruk av deponier.



Ved transport av produkter sørger vi for at vare transportoperasjoner er så effektive og miljøvennlige som mulig.

Alt trykt markedsføringsmateriekk er 50% resirkulert og sertifisert iht.FSCs sporbarhetssertifiseringsprogram



optimummedical

MEDI PLAST®

Forhandler Medioplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00 | medioplast@medioplast.no | www.medioplast.com

Optimum Medical

Tennant Hall, Blenheim Grove, Leeds, LS2 9ET, United Kingdom

Tel.: +44 (0) 8456 435 479, Fax: +44 (0) 1142 383 826

enquiries@optimummedical.co.uk | www.optimummedical.co.uk

