



## Metalli-imu Oliivikärjellä

- Nenän kirurgisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Oliivikärki ostiumin kautta suoritettaviin atraumaattisiin toimenpiteisiin
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija polypropyleeni (PP)

Tuotenro	Työpituus	Väri	Os/Kulj.Pakk
6066510070	1,0 x 70 mm	ruskea	10/900
6066510080	1,0 x 80 mm	ruskea	10/900
6066510100	1,0 x 100 mm	ruskea	10/900
6066514070	1,4 x 70 mm	valkoinen	10/900
6066514080	1,4 x 80 mm	valkoinen	10/900
6066514100	1,4 x 100 mm	valkoinen	10/900
6066517070	1,7 x 70 mm	harmaa	10/900
6066517080	1,7 x 80 mm	harmaa	10/900
6066517100	1,7 x 100 mm	harmaa	10/900
6066520070	2,0 x 70 mm	vihreä	10/900
6066520080	2,0 x 80 mm	vihreä	10/900
6066520100	2,0 x 100 mm	vihreä	10/900

Tuotenro	Kokonaispituus	Väri	Os/Kulj.Pakk
6066500510	1,0 x 60 mm	ruskea	10/900
6066500514	1,4 x 60 mm	valkoinen	10/900
6066500520	2,0 x 60 mm	vihreä	10/900

Os.pakk = pienin toimituserä