

seca 212

Hygieniskt måttband för huvudomfång




Art. nr. 2121717009

Ett stabilare mätband, som inte halkar ned i nacken, gör det mycket enklare att mäta huvudomfång små barn.

Vänd på mätbandet och du kan kontrollera symmetri (midpoint).

Tillverkat av teflonbelagt papper och avtorkbar. Praktisk förpackning med 15 st mätband i varje.

Mätområde	upp till 59 cm
Gradering	1 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD
Material	Fritt från PVC och Latex



seca
Precision for health