

MiniONE® Balloon Button

Gastrostomiknapp med låg profil



- MiniONE® Balloon Button finns i ett brett urval av storlekar med längder upp till 6,5 cm.
- Liten, låg och mycket skonsam mot huden.
- Ballongen är speciellt utformad för att förhindra läckage.
- Ballongen är tillverkad i tålig medicinsk silikon av högsta kvalité
- Lång livslängd
- Mjuk och flexibel för maximal komfort

Den mjuka anatomiskt utformade toppen förhindrar hudirritation/tryck
Vattenventilen är tydligt märkt med rekommenderad cuffvolym i ml.

Tydlig storleksmärkning på produkt.

Äppelformad ballong för att förhindra läckage.

FR	Minimum cuffvolym i ballong	Rekommenderad cuffvolym	Max cuffvolym
12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	4 ml	6 ml	8 ml
18FR	6 ml	8 ml	10 ml
20FR	7 ml	10 ml	15 ml
24FR	7 ml	10 ml	15 ml

Avd.fp = min.kvant/best



MiniONE® Balloon Button set

CM	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	M1-5-1208-I	M1-5-1408-I				
1.0	M1-5-1210-I	M1-5-1410-I	M1-5-1610-I	M1-5-1810-I	M1-5-2010-I	
1.2	M1-5-1212-I	M1-5-1412-I	M1-5-1612-I	M1-5-1812-I	M1-5-2012-I	
1.5	M1-5-1215-I	M1-5-1415-I	M1-5-1615-I	M1-5-1815-I	M1-5-2015-I	M1-5-2415-I
1.7	M1-5-1217-I	M1-5-1417-I	M1-5-1617-I	M1-5-1817-I	M1-5-2017-I	M1-5-2417-I
2.0	M1-5-1220-I	M1-5-1420-I	M1-5-1620-I	M1-5-1820-I	M1-5-2020-I	M1-5-2420-I
2.3	M1-5-1223-I	M1-5-1423-I	M1-5-1623-I	M1-5-1823-I	M1-5-2023-I	M1-5-2423-I
2.5	M1-5-1225-I	M1-5-1425-I	M1-5-1625-I	M1-5-1825-I	M1-5-2025-I	M1-5-2425-I
2.7	M1-5-1227-I	M1-5-1427-I	M1-5-1627-I	M1-5-1827-I	M1-5-2027-I	M1-5-2427-I
3.0	M1-5-1230-I	M1-5-1430-I	M1-5-1630-I	M1-5-1830-I	M1-5-2030-I	M1-5-2430-I
3.5	M1-5-1235-I	M1-5-1435-I	M1-5-1635-I	M1-5-1835-I	M1-5-2035-I	M1-5-2435-I
4.0	M1-5-1240-I	M1-5-1440-I	M1-5-1640-I	M1-5-1840-I	M1-5-2040-I	M1-5-2440-I
4.4		M1-5-1444-I	M1-5-1644-I	M1-5-1844-I	M1-5-2044-I	M1-5-2444-I
5.0		M1-5-1450-I		M1-5-1850-I		
5.5		M1-5-1455-I				
6.0		M1-5-1460-I		M1-5-1860-I		
6.5		M1-5-1465-I				



MiniONE® Balloon Button set innehåller:

- MiniONE® Balloon Button gastrostomiport
- AMT Introducer 12FR – 18FR
- ENFit spruta 12 ml
- Spruta till fyllning av ballong, 12-14 FR – 5 ml, 16-24 FR 10 ml
- Matslang 30 cm med vinklad koppling och ENFit Y-port (8-1255-I)
- Matslang 30 cm rak koppling med ENFit han-koppling (8-1211-I)
- Gel



MiniONE® Balloon Button singelpack

CM	12FR	14FR	16FR	18FR	20FR	24FR
0.8	SM1-5-1208	SM1-5-1408				
1.0	SM1-5-1210	SM1-5-1410	SM1-5-1610	SM1-5-1810	SM1-5-2010	
1.2	SM1-5-1212	SM1-5-1412	SM1-5-1612	SM1-5-1812	SM1-5-2012	
1.5	SM1-5-1215	SM1-5-1415	SM1-5-1615	SM1-5-1815	SM1-5-2015	SM1-5-2415
1.7	SM1-5-1217	SM1-5-1417	SM1-5-1617	SM1-5-1817	SM1-5-2017	SM1-5-2417
2.0	SM1-5-1220	SM1-5-1420	SM1-5-1620	SM1-5-1820	SM1-5-2020	SM1-5-2420
2.3	SM1-5-1223	SM1-5-1423	SM1-5-1623	SM1-5-1823	SM1-5-2023	SM1-5-2423
2.5	SM1-5-1225	SM1-5-1425	SM1-5-1625	SM1-5-1825	SM1-5-2025	SM1-5-2425
2.7	SM1-5-1227	SM1-5-1427	SM1-5-1627	SM1-5-1827	SM1-5-2027	SM1-5-2427
3.0	SM1-5-1230	SM1-5-1430	SM1-5-1630	SM1-5-1830	SM1-5-2030	SM1-5-2430
3.5	SM1-5-1235	SM1-5-1435	SM1-5-1635	SM1-5-1835	SM1-5-2035	SM1-5-2435
4.0	SM1-5-1240	SM1-5-1440	SM1-5-1640	SM1-5-1840	SM1-5-2040	SM1-5-2440
4.4		SM1-5-1444	SM1-5-1644	SM1-5-1844	SM1-5-2044	SM1-5-2444
5.0		SM1-5-1450		SM1-5-1850		
5.5		SM1-5-1455				
6.0		SM1-5-1460		SM1-5-1860		
6.5		SM1-5-1465				



MiniONE® Balloon Button singelpack innehåller:

- MiniONE® Balloon Button gastrostomiport
- AMT Introducer 12FR – 18FR
- Spruta till fyllning av ballong, 12-14 FR – 5 ml, 16-24 FR 10 ml
- Gel



MiniONE® Balloon Button matslangar

Rak koppling (Bolus) med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0211-I	5 cm	10/10
8-1211-I	30 cm	10/10
8-2411-I	60 cm	10/10

Rak koppling (Bolus) med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0212-I	5 cm	10/10
8-1212-I	30 cm	10/10

Vinklad koppling med enkel port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-1221-I	30 cm	10/10
8-2421-I	60 cm	10/10

Vinklad koppling med Y-port ENFit hane

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
8-0222-I	5 cm	10/10
8-1255-I	30 cm	10/10
8-2455-I	60 cm	10/10



Alla matslangar har självlysande koppling och port för att underlätta matning i mörker.



MiniONE® Tillbehör



AMT Introducer.

Ett hjälpmedel som underlättar införingen av gastrostomiporten.

Inkluderat i både MiniONE®set och singelpack.

Artikelnummer: 4-5000



Mätsticka för mätning av gastrostomin.

Artikelnummer: 1704

Kompatibel att använda med ledare

Artikelnummer: 1804

Observera att man alltid ska använda AMT's gastrostomimätare vid användning av AMT's produkter.

