


TIVA-setit

- Infuusioon laskimoanestesian aikana
- Infuusioletku ilmanottoaukolla tai ilman
- Irrotettava tai kiinteä liitin mallista riippuen
- Lääkeaineita ja lipidejä kestävä
- Värikoodatut 3-tiehanat auttavat turvallisesti tunnistamaan infuusioletkun
- PVC-vapaa tai DEHP-vapaa PVC
- Kaikissa takaiskuventtiili antisifoniventtiilillä tai ilman
- Eri pituisia ruiskupumpulletkuja 150–200 cm
- Infuusioletkulla ja ruiskupumpun letkulla tai ilman
- 3-tiehana tai Y-versio ”Octopus Set”
- Saatavana neulattomalla liittimellä
- MR-yhteensopiva



TIVA-setti, infuusioletku 180 cm, ilman ilmanottoaukkoa, ruiskupumpun letkulla

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR03502150	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03502152	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03502152Y	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 10 cm jatkoletku neulattomalla liittimellä, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03502162	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03502161	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03503150	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 3 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 3 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*

TIVA-setti, infusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, ruiskupumpun letkulla

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL03502152	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 12 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03502162	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 12 cm jatkoletku, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR03502140	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä, swivel ja 5 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60SRL03502150	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*

TIVA-setti, infusioletku 180 cm, ilman ilmanottoaukkoa, ilman ruiskupumpun letkua

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR035021T	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja + 15 cm jatkoletku	DEHP-vapaa PVC	10/50*
60MR03503	Ilman ilmanottoaukkoa takaiskuventtiilillä, 3 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*

TIVA-setti, infusioletku 180 cm, ilmanottoaukolla, ilman ruiskupumpun letkua

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60SRL03504	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 2 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*
60SRL03803	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 3 kpl 3-tiehanoja + 5 cm jatkoletku takaiskuventtiilillä	PVC-vapaa	50/50*
60MR03703	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 3 kpl 3-tiehanoja + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*
60MR03803	Ilmanottoaukko takaiskuventtiilillä, 3 kpl 3-tiehanoja takaiskuventtiilillä + 15 cm jatkoletku	PVC-vapaa	10/50*

TIVA-setti ilman infuusioletkua

Tuotenumero	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR02140	2 kpl 3-tiehanoja, 3 takaiskuventtiiliä, swivel ja 5 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60SRL02150	2 kpl 3-tiehanoja, 3 takaiskuventtiiliä, neulaton liitin ja 12 cm jatkoletku, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR02161	2 kpl 3-tiehanoja, 3 takaiskuventtiiliä ja 15 cm jatkoletku, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60SRL02151Y	2 kpl 3-tiehanoja, 3 takaiskuventtiiliä ja 17 cm jatkoletku neulattomalla liittimellä, 2 kpl 150 cm ruiskupumpun letkuja	PVC-vapaa	50/50*
60MR08261	2 kpl 3-tiehanoja, 3 takaiskuventtiiliä ja 5 cm jatkoletku, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja kahdella antisifoniventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60MR08161	3-tiehana 2 takaiskuventtiilillä ja 5 cm jatkoletkulla, 200 cm ruiskupumpun letku antisifoniventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60MR01161	3-tiehana 2 takaiskuventtiilillä ja 15 cm jatkoletkulla, 200 cm ruiskupumpun letku	PVC-vapaa	50/50*
60SRL04102000	2 kpl 3-tiehanoja 3 takaiskuventtiilillä ja neulattomalla liittimellä ja 12 cm jatkoletku	PVC-vapaa	100/100*

TIVA-setti ilman infuusioletkua – matalavolyyminen

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR09160	5 cm jatkoletku takaiskuventtiilillä, 200 cm ruiskupumpun letku takaiskuventtiilillä ja antisifoniventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL09260	5 cm jatkoletku takaiskuventtiilillä, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja takaiskuventtiilillä ja antisifoniventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL09261	5 cm jatkoletku takaiskuventtiilillä ja neulattomalla liittimellä, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja takaiskuventtiilillä ja antisifoniventtiilillä	PVC-vapaa	10/100*
60SRL03561	5 cm jatkoletku takaiskuventtiilillä ja neulattomalla liittimellä, 2 kpl 200 cm ruiskupumpun letkuja takaiskuventtiilillä, antisifoniventtiilillä ja neulattomalla liittimellä	PVC-vapaa	10/100*

Materiaali: Letku: TPE/PUR, PVC DEHP-vapaa Tippakammio: SB/TPE Pistinkärki: ABS Nestesuodatin: PA Ilmasuodatin: PP Rullasulkija: ABS/PS Puristin: PP	Takaiskuventtiili: SAN/MABS/PC/silikoni Antisifoniventtiili: SAN/silikoni 3-tiehana: PC/HDPE Luer-liitin: ABS Suojatulppa: PP Täyttötulppa: ABS/PE Neulaton liitin: PC/silikoni Liitin: ABS	Sterilointi: EO Infuusioletku 20 drp aqua dest = 1 ml Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisyypakkaukseen * = pienin tilausmäärä
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------