



seca 704 Pelarvåg



Med tillbehör [seca 220](#)
längdmätare.



Bra plats för
fötterna samt
transporhjul
under pelaren.

Art.nr. 7047021098

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Mycket robust, elektronisk, pelarvåg med större plattform. Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD och BMI-funktion ingår. Hela 300 kg kapacitet. Transporhjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen. Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar. En mycket pålitlig våg. Med en [seca nätdapter \(tillbehör\)](#) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag. [seca 220 längdmätare](#) för 60 – 200 cm, beställs som tillbehör.

Grundfunktioner

- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om patienten först och läsa av vikten sedan.
- NYHET Nu väger du med 50 g skalintervall så nu behövs ingen separat våg för barn.



- Vågen har också Mor/Barn funktion, så du kan väga ett barn i famnen på en vuxen.
- Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Praktiskt om barnet sprattlar.
- BMI
- Med Pre-TARA-funktionen fungerar så att du kan dra av en förinställd, redan lagrad vikt från patientens vikt. T.ex. en ungefärlig klädvikt.
- Vågen stänger automatiskt av sig vid batteridrift.
- Under pelaren finns två transporthjul som underlättar förflyttning.

Extra funktioner

- Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
- För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer viktvisningen.
- Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på att BMI alltid beräknats på rätt längd.
- Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto. Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren där du tycker att den står bäst.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

Kapacitet	300 kg
Gradering	50 g till 150 kg sedan 100 g
Vikt	14,9 kg
Mått (BxHxD)	360 x 930 x 520 mm
Fotplattans mått (BxHxD)	335 x 80 x 345 mm
Direktiv	93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	

Tillbehör

seca 220 längdmätare

seca 465/seca 466 skrivare för termopapper eller termopapper/etikett

seca nätadapter