


Sugekatetre

Lige, coudé (vinklede)
samt med vakuumkontrol




- Farvekodet jævnfør standarden for sugekaterer, EN ISO 8836:2019 for lettere identificering af rette størrelse
- Coudékatetre gør det muligt at styre retningen på kateteret mod højre eller venstre bronkie. Anvendes til bronkialsugning.
- Sugekatetre med vakuumkontrol giver en atraumatisk sugebehandling, muliggør fingerspidskontrol og intermitterende sugeteknik.
- Kateterlængde lige inkl. konektor (4 cm) - 25 cm, 40 cm, 53 cm
- Kateterlængde Coudé (vinklet) inkl. konektor (4 cm) - 53 cm
- Kateterlængde sugekaterer med vakuumkontrol inkl. konektor (6 cm) – 35 cm som er cm-graderet samt 53 cm uden gradering
- Engangs. Steriliseringsmetode: EO. Holdbarhed 5 år
- Katetrene fås som PVC-frie (TPE) eller i PVC med blødgører (ATBC)

PVC fri enkeltpakket




PVC fri enkeltpakket i ark



Æske = mindste kvantitet/bestilling



PVC-fri enkeltpakket	PVC-fri enkeltpakket i ark	PVC ATBC enkeltpakket i ark	Strl / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
Sugekateter lige, 25 cm					
	60880525	60130525-1	05	grå	100/600
608806251	60880625	60130625-1	06	lys grøn	100/600
608808251	60880825	60130825-1	08	lys blå	100/600
608810251	60881025	60131025-1	10	sort	100/600
608812251	60881225	60131225-1	12	hvid	100/600
608814251	60881425	60131425-1	14	grøn	100/600
	60881625		16	orange	100/600
Sugekateter lige, 40 cm					
	60880540		05	grå	100/600
608806401	60880640	60130640-1	06	lys grøn	100/600
608808401	60880840	60130840-1	08	lys blå	100/600
608810401	60881040	60131040-1	10	sort	100/600
608812401	60881240	60131240-1	12	hvid	100/600
608814401	60881440	60131440-1	14	grøn	100/600
608816401	60881640	60131640-1	16	orange	100/600
Sugekateter lige, 53 cm					
608806531	60880653	60130653-1	06	lys grøn	100/600
608808531	60880853	60130853-1	08	lys blå	100/600
608810531	60881053	60131053-1	10	sort	100/600
608812531	60881253	60131253-1	12	hvid	100/600
608814531	60881453	60131453-1	14	grøn	100/600
608816531	60881653	60131653-1	16	orange	100/600
		60131853-1	18	rød	100/600



Æske = mindste kvantitet/bestilling



PVC-fri enkeltpakket	PVC-fri enkeltpakket i ark	PVC ATBC enkeltpakket i ark	Strl / Ch	Farve	Æske/ Trsp.karton
Sugkateter, Coudé, 53 cm					
608708531	60870853	60170853-1	08	lys blå	100/600
608710531	60871053	60171053-1	10	sort	100/600
608712531	60871253	60171253-1	12	hvid	100/600
608714531	60871453	60171453-1	14	grøn	100/600
608716531	60871653	60171653-1	16	orange	100/600



PVC ATBC enkeltpakket i ark	Strl / Ch	Farve	Æske/Trsp.karton
Sugekateter, med vakuumkontrol, cm-graderet, 35 cm			
60151805-1	05	grå	100/600
60151806-1	06	lys grøn	100/600
60151808-1	08	lys blå	100/600
Sugekateter, med vakuumkontrol, 53 cm			
60150653-1	06	lys grøn	100/600
60150853-1	08	lys blå	100/600
60151053-1	10	sort	100/600
60151253-1	12	hvid	100/600
60151453-1	14	grøn	100/600
60151653-1	16	orange	100/600
60151853-1	18	rød	100/600



Æske = mindste kvantitet/bestilling

