



Metallsug med transparent håndtak type Zoellner

- For kirurgiske inngrep og undersøkelser i nesen
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066504020	2,0 x 130 mm, uten sugekontroll	25/375
6066504025	2,5 x 130 mm, uten sugekontroll	25/375
6066504030	3,0 x 130 mm, uten sugekontroll	25/375
6066514025	2,5 x 90 mm, med sugekontroll	25/375
6066504030BP	3,0 x 130 mm, med sugekontroll, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com