

# Medioplast indsatskurve

- Indsatskurve af høj kvalitet tilpasset SteriSet® containere
- Kurvene er stabelbare og har vippehåndtag
- Nethulstørrelse ca. 6 x 6 mm. For bedre skylning og minimering af skyggepartier
- 30 mm høje kurve har faste håndtag og nethulstørrelse ca. 4 x 4 mm. Disse kurve bruges hovedsageligt til mindre instrumenter
- CE: MDR 2017/745



| Art.nr. | Beskrivelse       | Højde  | Længde | Bredde |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|
| 707022  | Model 1/2         | 30 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707025  | Model 1/2         | 60 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707525  | Model 1/2         | 80 mm  | 236 mm | 236 mm |  |
| 707526  | Model 1/2         | 100 mm | 236 mm | 236 mm |  |
| 707012  | Model 3/4         | 30 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707015  | Model 3/4         | 60 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707515  | Model 3/4         | 80 mm  | 403 mm | 236 mm |  |
| 707516  | Model 3/4         | 100 mm | 403 mm | 236 mm |  |
| 707002  | Model fuld længde | 30 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707005  | Model fuld længde | 60 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707505  | Model fuld længde | 80 mm  | 508 mm | 236 mm |  |
| 707506  | Model fuld længde | 100 mm | 508 mm | 236 mm |  |

Kurve - højde 30 mm  
707022, 707012 og 707002

