


Infusjonsfilter



- Egnet til f.eks. Infusjon med Paklitaxel og/eller Remicade
- 0,2 µm-filter samler effektivt opp bakterier, soppspor, mikroorganismer og partikler
- Sikrer høy flythastighet
- 10 cm² effektivt filterområde
- Påfyllingsvolum på 2,8 ml**

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR04100168	Infusjonsfilter med slange, 20 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04100169	Infusjonsfilter med slange, 20 cm, tilbakeslagsventil	PVC-fri	10/100*
60MR60500168	Infusjonssett med filter, 180 cm, uten lufting	PVC-fri	10/50*



Materiale: Slange: TPE Dråpekammer: SB Rulleklemme: ABS/PS Spiss: ABS	Væskefilter: PA Filter: Akryl/PTFE/PES Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Tilbakeslagsventil: MABS/silikon Beskyttende hette: PP	Sterilisering: EO Infusjonssett, 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling **volum ikke gjeldende for infusjonssett
---	--	---