



www.cheiron.eu

Sugenhet

Victoria

Varje pump är testad

Cheirón®

Återförsäljare:

MEDI PLAST®

Medioplast AB | Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com | www.mediplast.com

Låter mindre än din PC!

Ett speciellt system för ljud- och vibrationsminskning ger en extremt tyst och lugn användning med en synnerligen låg ljudnivå på **39,4 dB**.



- Överflyllnadsskydd
- Vakuummått i kPa, mmHg och Bar, färgkodat
- Upplyst på/av-knapp som uppfyller EU-standard SS-EN ISO 10079-1
- Ergonomiskt vakuumreglage
- Höljet är tillverkat i kraftigt, okrossbart, brandhämmande material med UV-skydd
- Växlingsventil skiftar vakuum från en behållare till en annan med ett enkelt grepp – tillbehör
- Helt kompatibelt med Serres sugsystem
- Levereras med Serres kanistrar 2 eller 3 liter
- Rostfri euroskena säkerställer maximal flexibilitet. Du kan fästa upp till fyra behållare i valfri storlek och/eller andra tillbehör
- Lättrullande hjul med säkerhetsbromsar. Antistatiska hjul – tillbehör

- **Extremt tystgående – 39,4 dB**
- Underhållsfritt tyskt aggregat
- Pumpkropp tillverkad i aluminiumlegering
- Tillförlitlig och vibrationsfri drift
- Pumpen kylv av en extra fläkt
- Designad för kontinuerlig drift
- Låga underhållskrav
- **6 års garanti på aggregatet**





Victoria Versa

Den mest populära högprestandamodellen, särskilt lämplig för vårdavdelningar, operationsrum, uppvak, IVA, obstetriska och endoskopiska applikationer etc.

Victoria Lipos

Högprestandalösning designad särskilt för fett sugning och operationsrum.

Victoria Portable

Tyst och effektiv sugenhet för medicinska praktiker, avdelningar och endoskopiska applikationer, samt för snabb användning i alla lägen.

Victoria Portable med euroskena

Fördelen med denna enhet är att istället för den ordinarie hållaren är enheten utrustad med euroskena 25 x 10 mm, vilket möjliggör användning av hållare och kanistrar.

Victoria Thorax

En sugenhet speciellt designad för ordinär användning samt thorax- och bukkirurgiskt dränage och intensivvård.

Systemet kan användas för långsiktigt, kontinuerligt dränage upp till 30 dagar. Tack vare den unika patenterade lösningen möjliggör Victoria Thorax full sugkapacitet även under dränage

Typ	Portable	Versa	Thorax	Lipos
Artikelnr:	11-1110	11-1120	11-1130	11-1140
PVC-sugkrets med stoppventil	•	•	•	•
Mobilt stativ		•	•	•
Begränsningsventil vattenfylld			•	
Sugkapacitet nominell +/- 5 %	43 l/min	43 l/min	43 l/min	50 l/min
Sugkapacitet effektiv +/- 5 %	38 l/min	38 l/min	38 l/min	45 l/min
Vakuum	0 - 90 kPa (0 - 680 mmHg)	0 - 90 kPa (0 - 680 mmHg)	0 - 90 kPa (0 - 680 mmHg)	0 - 93 kPa (0 - 700 mmHg)
Dränage			0 - 40 cmH2O	
Ljudnivå	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB	LAeq 39,4 dB
Ineffekt	110 VA	110 VA	110 VA	110 VA
Nätspänning	230 V/50 - 60 H	230 V/50 - 60 H	230 V/50 - 60 H	230 V/50 - 60 H
Dimensioner (b x h x d) i millimeter	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Dimensioner (b x h x d) i tum	20,1 x 11,8 x 13,4	18,1 x 18,9 x 39	18,1 x 18,9 x 39	18,1 x 18,9 x 39
Vikt (utan tillbehör)	12 kg	21 kg	24 kg	21 kg

Tillbehör för alla Victoria-modeller:

Fotpedal on/off*	114-047-000
Växlingsventil	11-5107
Klämma 25 x 5	11-5122
Stödring för 2 l uppsamlingskär	11-5141
Sugkretshållare	11-5110
Förvaringskorg	11-5105
Silikonslang med sugavstängning (1,5 m)	305-888-003
Silikonslang 8 x 14 mm (25 m)	232-008-014
PVC-slang 8 x 12 mm (20 m)	231-008-003
Hållare för kateterbehållare, dubbel	11-5112
Kateterbehållare utan hållare	111-888-021
Begränsningsventil vattenfylld	11-5106
Stoppventil	111-008-001
Mikrobiologiskt sugfilter MSF (20 st.)	271-022-001
Integrerad kateterhållare	11-5111
Mobilt stativ med stor skena	11-5104
Mobilt stativ med skena 30 x 10	11-5123
Hållare för 2 l uppsamlingskär för skena 30 x 10	11-5124
FLOVAC 2 l behållare	970-010-212
FLOVAC 2 l påse	000-036-011
Hylla	11-5116
Euroskena - Victoria Portable	11-5127

*) Endast fabriksmonterad.



Stödring för 2L kär



Klämma 25x5



Flaska mot översug Victoria



Engångssugpåsar SERRES



Uppsamlingskär Serres



Ny euroskena för montering av flertalet tillbehör



MSF Mikrobiologiskt sugfilter



Enkel och säker hantering



Växlingsventil



IEC uttag.
Det är möjligt att beställa enheten med IEC-uttag



Luftstyrd fotpedal On/off



CHEIRÓN a.s., Ulrychova 13, 162 00 Prague 6, Czech Republic
Branch office: Blatenská 27a, 326 00 Plzeň, Czech Republic
Tel.: +420 377 590 433, 422, Fax: +420 377 590 435
E-mail: export@cheiron.eu, www.cheiron.eu

www.cheiron.eu

In regard of the continuous research and development Cheirón reserves the right to make changes which may affect the information contained in this brochure without prior notice.

CH-06-04-091208_4003