

SteriSet Sterilisationscontainere

Innovativ containerteknologi

MEDI PLAST



Dobbeltlågsbeskyttelse

- Holdbar rustfrit stål/aluminium beskytter værdifulde instrumenter og den indre ventil
- Pladsbesparende design tillader, at op til 3 containere kan stables i autoklaven
- Holder støv, overskydende fugt og andre forurenende stoffer ude, for at sikre renhed

Manipulationssikret forsegling

- Hjælper med at sikre sterilitet og mindske spild
- Eliminere behovet for papirfiltre til engangsbrug
- Trykaktiveres til at åbne automatisk under prævakuum dampsterilisationscyklussen
- Ventilen forbliver lukket efter sterilisation for at sikre en uigennemtrængelig barriere, der holder indholdet sterilt

Manipulationssikret forsegling

- Varmeaktiveret ThermoLoc Intelligent Locking System låser låget på plads under sterilisation
- Eliminere behovet for plastlåse til engangsbrug
- Udgør en manipulationssikret forsegling
- Sikrer, at containeren forbliver forseglet, indtil den åbnes på operationsstuen
- Mange forskellige farvekodede håndtag og mærkater forenkler overblikket, når personalet skal vælge container

Kondensdræn dræn til tungt udstyr

- Ideel til sæt over 8 kg eller til faciliteter med dampsterilisation
- Åbner, når autoklaven når 130 °C, så al resterende kondens kan lukkes ud af containeren
- Når autoklaven afkøles til 110 °C, lukker afløbet og sikrer tørre og fuldt beskyttede instrumenter



Før



Efter

Disse containere er klasse I non-sterile medicinske hjælpemidler, beregnet til brug af sundhedspersonale. Før brug skal brugsvejledningen og forholdsreglerne på de tilsvarende mærker læses.

Vi forbeholder os ret til at rette fejl, der måtte opstå i denne brochure. Oversættelsen af dette dokument er foretaget af Medioplast A/S.

Kontakt venligst din distributør for adgang til den engelske version verificeret af Medline. © 2021 Medline Industries, Inc. Medline er et registreret varemærke tilhørende Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_DK 08/2021



Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44100 Cholet-sur-Loire, France

Distribueret af:
Medioplast A/S
Marielundvej 46E
DK-2730 Herlev
Danmark
T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com