

KoloBa™

Den første kolostomiposen med et ekstra beskyttende filter



KoloBa™-kolostomiposer er en videreutvikling fra de tradisjonelle kolostomiposene og har et ekstra beskyttende karbonfilter. Karbonfilteret i alle KoloBa™-poser beskyttes av en unik mellomvegg med luftkanaler. Dette reduserer betydelig risikoen for at filteret blir dekket til eller tett, eller at tarminnhold trenger ut av filteret. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

KoloBa™ har en myk og hudvennlig hydrokolloid plate. Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. KoloBa™ er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi med både ferdigstansede og oppklippbare plater.

Art.nr.	KoloBa™ MINI volum 100 ml	Art.nr.	KoloBa™ MIDI volum 200 ml	Art.nr.	KoloBa™ MAXI volum 300 ml
203070	Hullstr. 15–50 mm	203077	Hullstr. 15–60 mm	253716	Hullstr. 15–60 mm
203072	Hullstr. 25 mm	203079	Hullstr. 25 mm	257097	Hullstr. 20 mm
203073	Hullstr. 30 mm	203080	Hullstr. 30 mm	257121	Hullstr. 25 mm
203074	Hullstr. 35 mm	203081	Hullstr. 35 mm	257824	Hullstr. 30 mm
		203082	Hullstr. 40 mm	257881	Hullstr. 35 mm
		203084	Hullstr. 45 mm	267211	Hullstr. 45 mm

30 stk. per pakke