

Slangsystem – flergangsbruk

- For anestesi og intensivavdelingen
- Silikonmuffer, glatt innside og spiralformet utside
- Kan desinfiseres i autoklav opptil 134 °C
- Alle slanger er diffusjonstette for narkosegass
- Ikke-steril

Hytrelslange, barn

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp
6014187	30 cm, hylse / ID 15 mm	10/50
6014188	80 cm, hylse / ID 15 mm	10/50
6014189	150 cm, hylse / ID 15 mm	10/20
6014190	180 cm, hylse / ID 15 mm	10/20



Materiale: HYTREL i myk polyester – silikonhylser

Hytrelslange, voksen

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp
6014191	30 cm, hylse / ID 22 mm	10/50
6014192	80 cm, hylse / ID 22 mm	10/50
6014193	150 cm, hylse / ID 22 mm	10/20
6014194	180 cm, hylse / ID 22 mm	10/20



Materiale: HYTREL i myk polyester – silikonhylser

Avd.pkn. = min.kvant/best