

Kierreletku



- Tarkoitettu nestemäisten lääkkeiden ja lääkeliuosten antoon paine- tai painovoimainfuusiossa
- Joustava letku antaa potilaalle ja henkilökunnalle lisää liikkumisvapautta ja se palautuu alkuperäiseen muotoonsa pidentämisen jälkeen
- Letku on testattu 4 baarin paineelle
- Yhteensopiva muiden standardien luer-liitinjärjestelmien kanssa, voidaan yhdistää peräkkäisiin järjestelmiin
- Lue tarkemmat tiedot käyttöohjeesta ennen käyttöä
- MR-yhteensopiva

1 x 2 mm (sisähalk. x ulkohalk.)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60A1226	Täyttövolyymi 1,2 ml, pituus 150 cm	PVC-vapaa	50/100*
60A1229	Täyttövolyymi 2,4 ml, pituus 300 cm	PVC-vapaa	25/50*
60A1230	Täyttövolyymi 3,2 ml, pituus 400 cm	PVC-vapaa	25/50*
60A1225	Täyttövolyymi 4,8 ml, pituus 600 cm	PVC-vapaa	25/50*

Materiaali: Letku: PE
Liitin fLL/mLL: PE
Suojatulppa: ABS, PE
Lateksiton

Sterilointi: EO
Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu
repäisyypakkaukseen
* = pienin tilausmäärä

RoweMed
Medical 4 Life