



Indikation:
Kan användas som fixeringsförband, under gips och skenor samt för dermatologiskt bruk. Används endast på intakt hud.

Tubförband

MEDIPLAST kan erbjuda Er **DANAFAST**, ett tubformat elastiskt förband utan kompression. **DANAFAST** är elastiskt på bredden och är därmed lätt att applicera. Klippas i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt, ingen extra fixering krävs. Bra luftgenomsläpplighet. Färgkodad med invävd linje vilket underlättar storleksval.

Viskos, Polyamid, Elastan
Längd: 10 meter osträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050751	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	1	35
6050752	GRÖN = >5,0 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	1	28
6050753	BLÅ = >7,5 cm, ordinära ben, större arm, lår	1	20
6050754	GUL = >10,75 cm, små kroppar, kraftiga lår	1	14
6050755	BEIGE = >17,5 cm, kropp vuxen	1	7
6050757	LILA = >20 cm, stor kropp	1	7

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best