

FLOW-SAFE II® EZ ENGANGS CPAP-SYSTEM

MED
INTEGRERET
FORSTØVER

- Integreret forstøver.
- Forbruger 50 % mindre ilt (selvom øget flow kan være påkrævet, når du bruger forstøveren).
- Indbygget manometer & overtryksventil.
- Avanceret maskedesign.
- Kompakt og nem at samle.



Flow-Safe II EZ® CPAP-sæt

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Størrelse	Æske/Trsp.karton
1057318	Flow-Safe II CPAP EZ m/large maskesæt inkl. Nebuliser, manometer, overtryksventil	Large	5/1
1057319	Flow-Safe II CPAP EZ m/small maskesæt inkl. Nebuliser, manometer, overtryksventil	Small	5/1
1057320	Flow-Safe II CPAP EZ m/barne maskesæt inkl. Nebuliser, manometer, overtryksventil	Barn	5/1
1057321	Flow-Safe II CPAP EZ uden maskesæt inkl. Nebuliser, manometer, overtryksventil		5/1

Mercury Medical®