

BamBa™

Prematur og Neonatal



BamBa™ Prematur og **BamBa™ Neonatal** er tømbare stomiposer for små barn. Prematur-posen har også et innebygd filter og er tiltenkt barn opp til ca. 900 g. Neonatal-posen er tiltenkt barn opp til ca. 1500 g.

Den hudbeskyttende platen er laget av myk hydrokolloid, og er oppklippbar for optimal tilpasning.

Baksiden av posen, hvor den hudbeskyttende platen sitter, er dekket av et mykt, ikke-vevd lag, som gir en fleksibel følelse mot barnets hud. Fremsiden er gjennomsiktig.

Art.nr.	BamBa™ Prematur Volum 25 ml	Art.nr.	BamBa™ Neonatal Volum 40 ml
201786	Hullstr. 3 mm, klippemal	201785	Hullstr. 3 mm, klippemal

20 stk. per pakke. Myk poseforsegling følger med.