



danumed® Stopcock

Trevägskran med ENFit® och ENSwivel® för enterala appliceringssystem

Patientsäkerhet och användarkomfort är högsta prioritet för danumed. Alla våra enterala nutritionssystem är utrustade med ENFitkopplingar i enlighet med DIN EN ISO 80369-3 för att minska risken för felkopplingar med andra system.

danumed® Stopcock är en ENFit® trevägshane för separat administrering av enteral nutrition och medicinering. De manliga ENFit® anslutningarna är utrustade med den innovativa roterande ringen ENSwivel® för bättre patientkomfort och enkel hantering.

Lättviktsdesign för bekvämt användande.



KOMFORT

ENSwivel®

- Vridning av de enterala slangarna undviks eftersom inte hela kontakten vrids, utan endast ENSwivel®
- Gör det möjligt att enkelt ansluta och lossa ENFit® kopplingar med enhandsfattning. Enkelt, säkert och bekvämt.



Större flödeshål

- För konstant flöde av enteral näring, vätskor och läkemedel
- Öppning i form av en rundad bottenspalt för obehindrat flöde



SÄKERHET

ENFit®

- En ENFit® honkontakt för anslutning till en matningsslang eller PEG
- Två ENFit® anslutningar med ENSwivel® för att utöka anslutningsmöjligheterna

TRITAN™

- Basenheten i danumed® Stopcock är tillverkad av TRITAN™ – en lätt, robust och hållbar plast som är motståndskraftig mot aggressiva lösningar och läkemedel
- Spänningsbrott undviks i stort sett, danumed® Stopcock är extremt brottsbeständig i applikationen

danumed® Stopcock

REF	Produktbeskrivning	Försäljningsenhet
DA 1051 7022	danumed® Stopcock	20 stycken

Varje danumed® Stopcock är separat sterilförpackad.
20 stycken i varje låda, 800 stycken i varje transportlåda.

danumed® Stopcock är

• latexfria • PVC fria • DEHP fria • BPA fria

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
Box 1004, 212 10 Malmö
T 020-78 80 35
info.se@mediplast.com
www.mediplast.com