

KoloBa™ SOFT Black Edition

En **svart** kolostomipose!



KoloBa™ SOFT Black Edition har en ekstra tynn, myk og fleksibel hudbeskyttende plate for stomiopererte som ønsker en optimal tilpasning uten å ofre lekkasjekontroll. Akkurat som KoloBa™, er KoloBa™ SOFT en videreutvikling fra de tradisjonelle kolostomiposene og har et ekstra beskyttende karbonfilter. Karbonfilteret i alle KoloBa™-poser beskyttes av en unik mellomvegg med luftkanaler. Dette reduserer betydelig risikoen for at filteret blir dekket til eller tett, eller at tarminnhold trenger seg ut av filteret. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag med **svart** materiale, som kan åpnes til «vindu» foran for kontroll. KoloBa™ SOFT Black Edition er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi med både ferdigstansede og oppklippbare plater

Art.nr.	KoloBa™ SOFT Black Edition MINI, volum 100 ml	Art.nr.	KoloBa™ SOFT Black Edition MIDI, volum 200 ml	Art.nr.	KoloBa™ SOFT Black Edition MAXI, volum 300 ml
730881	Hullstr. 15–50 mm	730880	Hullstr. 15–60 mm	741560	Hullstr. 15–60 mm
733200	Hullstr. 25 mm	733206	Hullstr. 25 mm		
733201	Hullstr. 30 mm	733207	Hullstr. 30 mm		
733202	Hullstr. 35 mm	733208	Hullstr. 35 mm		

30 stk. per pakke