



## Øretragte

- Nyt ovalt design med forbedret udsyn og højere lysindslip
- Sikkert greb
- Til undersøgelser
- Passer til Mediplast Siegle-glas, vare.nr. 6066508
- Hygiejnisk pakket
- Materiale: PP, Latex og PVC-frit

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
606625	2,50 mm	100/2800
606630	3,25 mm	100/2800
606640	4,00 mm	100/2800
606650	5,00 mm	100/2800
606660	6,00 mm	100/2800
606670	7,00 mm	100/2800
606680	8,00 mm	100/2800

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Producent: Mediplast AB / [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

