



## Metalsug med transparent håndtag - Fraz

- Til rhinologiske indgreb og undersøgelser
- Håndtag med vakuumkontrol
- Engangs. Steril 1-stk pakket i peel-pack
- Sterilisation: EO
- Medicinsk rustfrit stål, håndtag af PMMA (plexiglas)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
6066508020	2,0 x 120 mm	25/375
6066508030	3,0 x 120 mm	25/375
6066508040	4,0 x 120 mm	25/375
6066508020BP	2,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508030BP	3,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508040BP	4,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Æske = mindste kvantitet / bestilling

Producent: Medioplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)