

SnapOn™ UroBa®

2-dels Urostomipåse med backventil och mjuk avtappning



SnapOn™ UroBa® är ett 2-dels system av tömbara urostomipåsar. Den är försedd med backventil så att urinen inte rinner tillbaka till stomin och en mjuk avtappningspropp för enkel och smidig tömning.

SnapOn™ påsarna har ett fingergrepp högst upp på fästringen. Det använder du för att lossa påsen från fästringen på plattan. På höger och vänster sida på påsens fästring finns fästöglor för bälte.

SnapOn™ påsarna passar på alla SnapOn™ Hudskyddsplattor, även konvexa! SnapOn™ Hudskyddsplattor har en 2-lagers hydrokolloidhäfta för följsam passform och maximal läckagekontroll. De är även utrustade med krage som gör det lättare att sätta fast SnapOn™ påsen på fästringen.

Påsen är täckt av ett mjukt non-woven skikt med delbar framsida för inspektion. SnapOn™ UroBa® finns i storleken Midi med två olika ringdiameterar 45 mm och 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ UroBa® MIDI, vol. ca. 300 ml
220367	Ringdiameter 45 mm
220369	Ringdiameter 57 mm

30 stycken i varje förpackning.
Kopplingsstycke till nattpåse medföljer.