

SnapOn™ IloBa®

Den første ilestomiposen i to deler med både tilbakeslagsventil og et spesialtilpasset filter



SnapOn™ IloBa® er et 2-delt system med tømbare ileostomiposer. Disse posene har et unikt design med en innebygd tilbakeslagsventil som forhindrer posens innhold i å strømme tilbake til stomien, og akkurat som alle IloBa®-poser har den et spesialtilpasset karbonfilter med et ekstra lag som forhindrer væskelekkasje. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

SnapOn™-poser har et fingergrep på toppen av festeringen. Bruk dette når du fjerner posen fra ringen på platen. Posen har hemper til belte på begge sider av festeringen.

SnapOn™-posene passer til alle SnapOn™ hudbeskyttende plater, selv convex.

SnapOn™ hudbeskyttende plate har to lag med klebrig hydrokolloid, som gir fleksibilitet og reduserer risikoen for lekkasje. De har også en krage som gjør det enklere å feste SnapOn™-posen til ringen.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. SnapOn™ IloBa® er tilgjengelig i størrelsene Midi og Standard, med to forskjellige diametere på ringen, 45 mm og 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ IloBa® MIDI, vol. ca. 320 ml	Art.nr.	SnapOn™ IloBa® STANDARD, vol. ca. 420 ml
220199	Ringens diameter 45 mm	220204	Ringens diameter 45 mm
220200	Ringens diameter 57 mm	220205	Ringens diameter 57 mm

30 stk. per pakke