

HÅNDTOURNIQUET

De manuelle tourniquets regulerer trykket på en tourniquet manchete, som midlertidigt lukker blodstrømmen til den øvre eller nedre ekstremitet for at skabe et blodtomt felt.



2018601
Håndpumpe med manometer.
Lille med blå spiralslange



2019601
Håndpumpe med manometer.
Høj med blå spiralslange

Håndtourniquet

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
2018601	Håndpumpe med manometer 600 mmHg Lille med blå spiralslange	1/1
2019601	Håndpumpe med manometer 600 mmHg Høj med blå spiralslange	1/1

VBM