



TOURNIQUET AFDÆKNING

Til beskyttelse af patienten

- Isolerer manchetten fra det sterile felt
- Forsegler mod væskeansamling under manchetten for at beskytte patienten mod forbrændinger forbundet med hudforberedelse
- Steril og ikke-steril version
- Til engangsbrug
- Fås i 2 størrelser



Tourniquet afdækning

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Ekstremitet	Varenr. Ikke-steril	Æske/Trsp.karton	Varenr. steril	Æske/Trsp.karton
18 – 45 cm	2400100	1/40	24001001	1/10
40 – 80 cm	2400200	1/40	24002001	1/10

VBM

Video

