


Indikation:

Til fiksering omkring led og torso, der er vanskelige at forbinde. Kan også bruges til fiksering af primære forbindinger og slanger. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

Fikseringsbind

MEDIPLAST kan tilbyde DANALASTIC som let støtte- eller let fikseringsbind. Bindet er blod- og væskeafvisende.

Elasticitet: 70%
Bomuld, Polyamid
Længde: strakt længde

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Æske	Trsp.karton
6050300	6050340	4 cm	10	720
6050301	6050341	6 cm	10	480
6050302	6050342	8 cm	10	320
6050303	6050343	10 cm	10	280
6050304	6050344	12 cm	10	240

Made in Denmark

Æske = mindste kvantitet/bestilling