

Infusjonstilbehør

Tilbakeslagsventil

- Økt sikkerhet ved parallellinfusjoner
- For infusjoner ved bruk av både tyngdekraft og pumpe
- Forhindrer at ulike løsninger/infusjoner blander seg eller skaper tilbakeslag
- PVC-fritt materiale
- Maksimalt trykk 6 bar
- Kompatibelt med blod, medikamenter og lipider i opptil 72 timer
- Påfyllingsvolum på 0,18 ml



Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
606021	Bakside, gjennomsiktig	PVC-fri	100*/1500
606023	Tilbakeslagsventil, blå	PVC-fri	100*/1500

Beskyttende hette, PVC-fri

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
606050	Hette, hann, hvit	PVC-fri	100*/1500
606051	Hette, hann/hunn, hvit	PVC-fri	100*/1500
606052	Hette, hann/hunn, blå	PVC-fri	100*/1500
606053	Hette, hann/hunn, rød	PVC-fri	100*/1500



Flowkeeper

Plassert på slange vil den forhindre slangen fra å bøye seg og redusere væskestrømmen. Bare plasser slangen på toppen og trykk slangen inn, fra én side til den andre. Flott å bruke sammen med IV-katetre, men bruksformålene er uendelige

- Enkel å bruke
- Kan flyttes på selv etter at den har blitt plassert
- PVC-fritt materiale



Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60MR700	Flowkeeper	PVC-fri	100*/3000

Materiale:
Tilbakeslagsventil: Silikon/SAN
Beskyttende hette: PE/PP
Flowkeeper: PP

Steriliseringmetode: EO
Alle produkter er enkeltpakket i en peel-pack
* = minsteantall ved bestilling