


Kendall SCD™ Comfort – kompressionsmanschett för ben

Storleksguide



Lårlängd – Kendall SCD™ Comfort – kompressionsmanschett för ben




Mät omkretsen av den **övre delen av låret**, alltså högst upp alldeles under skinkan.

Efter mätningen identifierar du rätt kompressionsmanschett och produktkod i tabellen.

Låromkrets 1	Beskrivning	Storlek	Beställningskod	Förpackningsantal
Upp till 40,6 cm	Lårlängd	X-small	74010	5 par
40,6 cm till 55,9 cm	Lårlängd	Small	74011	5 par
55,9 cm till 71,1 cm	Lårlängd	Medium	74012	5 par
71,1 cm till 91,4 cm	Lårlängd	Large	74013	3 par

Lårlängd – Kendall SCD™ Tear-Away – kompressionsmanschett för ben




Mät omkretsen av den **övre delen av låret**, alltså högst upp alldeles under skinkan.

Efter mätningen identifierar du rätt kompressionsmanschett och produktkod i tabellen.

Låromkrets 1	Beskrivning	Storlek	Beställningskod	Förpackningsantal
40,6 cm till 55,9 cm	Lårlängd	Small	74041	5 par
55,9 cm till 71,1 cm	Lårlängd	Medium	74042	5 par
71,1 cm till 91,4 cm	Lårlängd	Large	74043	3 par

Knälängd – Kendall SCD™ Comfort – kompressionsmanschett för ben



Mät omkretsen av **vaden** där den är som störst.

Efter mätningen identifierar du rätt kompressionsmanschett och produktkod i tabellen.

Vadomkrets 2	Beskrivning	Storlek	Beställningskod	Förpackningsantal
Upp till 35,6 cm	Knälängd	Small	74021	5 par
35,6 cm till 53,3 cm	Knälängd	Medium	74022	5 par
53,3 cm till 66,0 cm	Knälängd	Large	74023	5 par

Kendall SCD™ slang för sekventiell kompression

Beskrivning	Beställningskod	Förpackningsantal
Kendall SCD slangset	9528	1 par
Kendall SCD slangset (ambulant)	9595	1 par