



Metallsug med olivtip

- Engångssug för kirurgiska ingrepp och undersökningar
- Olivtip för a-traumatisk sugning
- Sterilisering: EO
- Sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Medicinskt rostfritt stål, kona av polypropylene (PP)

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com

Artikelnr.	Arbetslängd	Färg	Avd./Trpt. fp
6066510070	1,0 x 70 mm	brun	10/900
6066510080	1,0 x 80 mm	brun	10/900
6066510100	1,0 x 100 mm	brun	10/900
6066514070	1,4 x 70 mm	vit	10/900
6066514080	1,4 x 80 mm	vit	10/900
6066514100	1,4 x 100 mm	vit	10/900
6066517070	1,7 x 70 mm	grå	10/900
6066517080	1,7 x 80 mm	grå	10/900
6066517100	1,7 x 100 mm	grå	10/900
6066520070	2,0 x 70 mm	grön	10/900
6066520080	2,0 x 80 mm	grön	10/900
6066520100	2,0 x 100 mm	grön	10/900

Artikelnr.	Totallängd	Färg	Avd./Trpt. fp
6066500510	1,0 x 60 mm	brun	10/900
6066500514	1,4 x 60 mm	vit	10/900
6066500520	2,0 x 60 mm	grön	10/900

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com