

SteriSet steriliseringsbehållare

Innovativ behållarteknologi

MEDI PLAST



Skydd med dubbla lock

- Slitstarkt rostfritt stål/ aluminium skyddar värdefulla instrument och den inre ventilen
- Utrymmesbesparande konstruktion som möjliggör stapling av upp till 3 behållare i sterilisatorn
- Håller ute damm, fukt och andra föroreningar för extra hygien

Ventil i rostfritt stål

- Hjälper till att säkerställa steriliteten och minska avfallet
- Elimineras behovet av engångsfilter av papper
- Tryckaktiverad, öppnar automatiskt under steriliseringscykel med ångförvakuum
- Ventilen hålls stängd efter sterilisering och utgör en ogenomsläpplig barriär som håller innehållet sterilt

Manipuleringssäker

- Det intelligenta, värmeaktiverade låssystemet ThermoLoc, låser locket på plats under steriliseringscykeln
- Elimineras behovet av engångslås av plast
- Ger en manipuleringssäker försegling
- Säkerställer att behållaren hålls försluten tills den öppnas i operationssalen
- Mångsidiga, färgkodade handtag och brickor förenklar hanteringen

Kondensdränage för tunga laster

- Perfekta för uppsättningar som väger över 8 kg och för tillfällen där våt ånga används
- Öppnar när sterilisatorn når 130 °C, så att återstående kondens kan rinna ut ur behållaren
- När sterilisatorntemperaturen understiger 110 °C, stänger utloppsporten, vilket garanterar en torr, helt skyddad instrumentuppsättning



Före



Efter

Dessa behållare är medicinska icke-sterila enheter i klass I, avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som finns på respektive produktdekal före användning.



Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr. Översättningen av detta dokument är gjort av Medioplast AB. För tillgång till den av Medline verifierade engelska versionen - kontakta er distributör. © 2021 Medline Industries, Inc. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML873_SE 08/2021

Distribuerad av:
Medioplast AB
Bronsåldersgatan 2
SE-213 76 Malmö
Sverige
Tel 040 671 23 00

mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com