



# Nebulisatorer

- Set för nebulisering med aerosolmask för barn och vuxen samt med munstycke
- Nebulisatorn/läkemedelskoppen rymmer 6 ml och har markering för 1-6 ml
- Nebulisatorn är effektiv i hela intervallet från vågrät till lodrät position (upp till 90°)
- Residualvolym 0,1-0,2ml. Rekommenderat flöde 6-8 l/min
- Knickningsfri, stjärnformad syrgasslang, 2,0 eller 2,1 m
- Uppfyller standard: EN 5356-1:2015. EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Engångs
- Osterila

## Nebulisator med aerosolmask


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	PVC-fri
6014155	Barn, inklusive slang 2,1 m	50/50	
6014154	Vuxen, inklusive slang 2,1 m	50/50	

Material: Mask/Slang: PVC-fri - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP - T-stycke: PP  
 Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium  
 Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014148	Barn, inklusive slang 2 m	50/50	
6014149	Vuxen, inklusive slang 2 m	50/50	

Material: Mask/Slang: PVC med mjukgörare DINP - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP  
 T-stycke: PP - Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium  
 Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min

## Nebuliseringsset

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	PVC-fri
6014156	Vuxen och barn, med munstycke och reservoarslang 15 cm, inklusive oxygenslang, 2,1 m	50/50	

Material: Mask/Slang: PVC-fri - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP - T-stycke: PP  
 Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium  
 Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min

Avd.förp = min.kvant/best

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014150	Vuxen och barn, med munstycke och reservoar slang 15 cm, inklusive oxygenslang. 2 m	50/50


Material: Mask/Slang: PVC med mjukgörare DINP - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP  
 T-stycke: PP - Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium  
 Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min



## Nebulisering / tillbehör

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014230	T-koppling, passar slang 22 mm YD	50/200

Material: T-stycke: PP



Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp
6014151	Nebulisator/läkemedelskopp	50/50

Material: Nebulisator: PS/PP



Avd.förp = min.kvant/best