



optiLube^{active}TM

actively enhancing patient wellbeing

steril glidegel
med 2% lidocain
til lokalbedøvelse

OptiLube ActiveTM er en steril smørende glidegel, som indeholder 2% lidocain til lokal anæstesi. Gelen er pakket i forfyldte sprøjter i to størrelser: 6 ml og 11 ml.

OptiLube Active er en vandbaseret, fedtfri gel, som er let at påføre uden at klæbe. Anvendes ved indføring af kateter, hvor lidokain giver en lokal anæstesi i urinrøret i løbet af 3-5 minutter. Glideseffekten beskytter slimhinden. OptiLube Active kan også anvendes, hvor en beskyttende og bedøvende hinde gør det nemmere at føre et instrument ind i kroppen.



6 ml til kvinder



11 ml til mænd

Sprøjten er latexfri og har en tydelig skalering

Sprøjten er emballeret i en blisterpakning, som er nem at åbne, så steriliteten bevares, og som beskytter den forfyldte sprøjte

Produktionsdatoen, udløbsdatoen og LOT-nummeret står tydeligt trykt på hver enkelt sprøjte

Sprøjten er brugervenlig og designet til enhandsbrug.

Vare.nr	Beskrivelse	Æske	Trsp. kart
60101160	OptiLube Active, steril i forfyldt sprøjte 6 ml	10	200
60101161	OptiLube Active, steril i forfyldt sprøjte 11 ml	10	200



Sammensætning (pr. 100 g)

Hydroxethylcellulose Propylene Glycol	
Purified Water	68.00g
Chlorhexidine Gluconate - 20% concentrated	0.250g
Methyl Hydroxybenzoate	0.060g
Propyl Hydroxybenzoate	0.025g
Lidocaine Hydrochloride	2.000g



optimummedical[®]

Forhandler:

MEDI PLAST[®]

Mediplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com