



danuButton® Compact XS / Premium Set

danuButton® on gastrostomianappi pitkäaikaiseen enteraaliseen ravitsemukseen ja käyttöön olemassa olevan stooman kanssa. Matalaprofiilinen gastrostomianappi on käytössä huomaamaton, erityisesti aktiivisilla ja liikkuvilla potilailla.

danuButton®-settien kattava valikoima lisävarusteita mahdollistaa helpon ja miellyttävän gastrostomianapin vaihdon, lisäkomponentteja ei tarvita.

Innovatiivinen ja korkealaatuinen danuButton® parantaa elämänlaatua.



MUKAVUUS

- Laaja valikoima koko- ja pituusvaihtoehtoja mahdollistaa yksilöllisen ja täydellisen istuvuuden
- Kattava valikoima lisävarusteita gastrostomianapin helppoon ja miellyttävään vaihtamiseen – lisäkomponentteja ei tarvita
- Miellyttävän pehmeä ja joustava silikonin lisää käyttömukavuutta
- Matalaprofiilinen muotoilu tuo liikkumisvapautta ja hyvää elämänlaatua
- Helppo puhdistus ja huolto
- Kallistettu ballongin venttiili

TURVALLISUUS

- Valmistettu korkealaatuisesta lääkinällisestä silikonista
- Kaikki setit ovat lateksittomia, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaita
- Röntgenpositiivinen linja
- Omenanmuotoisen ballongin korkea stabiilius varmistaa pitkän käyttöiän, turvallisen kiinnityksen ja vuodon välttämisen
- Litteä, pyöristetty kärki mahdollistaa atraumaattisen paikalleen asettamisen
- Syvennetty kärki trauman välttämiseksi
- Turvallinen takaiskuventtiili
- Ballongin täyttöportti



ENSwivel

- danuButton® Premium-pakkaukseen sisältyvät ravintoletkut on valmistettu bioyhteensopivasta polyuretaanista, jolloin letkun taittuminen pystytään minimoimaan.
- Ravintoletkuissa on DIN EN ISO 80369-3:n mukaiset ENFit®-liittimet ja danumedin innovatiiviset ENSwivel®-pyörivät liittimet.

danuButton® Compact XS sisältää:

- danuButton® Gastrostomianappi
- danumed® Ohjain
- danumed® Ballongin täyttöruisku 10 ml



Fr-koko						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1043 1208	DA 1043 1408	DA 1043 1608	DA 1043 1808	DA 1043 2008	DA 1043 2408
1.0	DA 1043 1210	DA 1043 1410	DA 1043 1610	DA 1043 1810	DA 1043 2010	DA 1043 2410
1.2	DA 1043 1212	DA 1043 1412	DA 1043 1612	DA 1043 1812	DA 1043 2012	DA 1043 2412
1.5	DA 1043 1215	DA 1043 1415	DA 1043 1615	DA 1043 1815	DA 1043 2015	DA 1043 2415
1.7	DA 1043 1217	DA 1043 1417	DA 1043 1617	DA 1043 1817	DA 1043 2017	DA 1043 2417
2.0	DA 1043 1220	DA 1043 1420	DA 1043 1620	DA 1043 1820	DA 1043 2020	DA 1043 2420
2.3	DA 1043 1223	DA 1043 1423	DA 1043 1623	DA 1043 1823	DA 1043 2023	DA 1043 2423
2.5	DA 1043 1225	DA 1043 1425	DA 1043 1625	DA 1043 1825	DA 1043 2025	DA 1043 2425
2.7	DA 1043 1227	DA 1043 1427	DA 1043 1627	DA 1043 1827	DA 1043 2027	DA 1043 2427
3.0	DA 1043 1230	DA 1043 1430	DA 1043 1630	DA 1043 1830	DA 1043 2030	DA 1043 2430
3.5	DA 1043 1235	DA 1043 1435	DA 1043 1635	DA 1043 1835	DA 1043 2035	DA 1043 2435
4.0	DA 1043 1240	DA 1043 1440	DA 1043 1640	DA 1043 1840	DA 1043 2040	DA 1043 2440
4.5	DA 1043 1245	DA 1043 1445	DA 1043 1645	DA 1043 1845	DA 1043 2045	DA 1043 2445
5.0	DA 1043 1250	DA 1043 1450	DA 1043 1650	DA 1043 1850	DA 1043 2050	DA 1043 2450
5.5		DA 1043 1455				
6.0		DA 1043 1460		DA 1043 1860		
6.5		DA 1043 1465				

1 setti/ltk, 5 ltk/kuljetusltk

Kaikki danuButton-setit ovat

- lateksittomia
- PVC-vapaita
- DEHP-vapaita
- BPA-vapaita

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy

PL 153, 01531 Vantaa

Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com

www.mediplast.com

**danumed Medizintechnik GmbH –
Yksilölliset ratkaisut ovat standardimme.**

Olemme saksalainen, asiakaslähtöinen ja innovatiivinen lääketieteellinen teknologia-yritys korkeilla laatuvaatimuksilla sekä monen vuoden kokemuksella enteraalisesta ravitsemuksesta. Vastaamme myös asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin joustavasti ja luotettavasti. Henkilökohtainen, asiantunteva, yhteistyökykyinen.


danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Saksa

Puhelin + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Faksi + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com

danuButton® Premium Set sisältää:

- danuButton® Gastrostomianappi
- danumed® Ravintoletkut gastrostomianappiin, 30 cm, Y-ENFit®, ENSwivel®, kulmaliitin
- danumed® Ravintoletkut gastrostomianappiin, 30 cm, Bolus-ENFit®, ENSwivel®, suora liitin
- danumed® Ohjain
- danumed® Ballongin täyttöruisku 10 ml
- danumed® Enteraalirusku 60 ml, ENFit®
- optiLube-geeli
- Taitos (4x)



Fr-koko						
	12	14	16	18	20	24
0.8	DA 1041 1208	DA 1041 1408	DA 1041 1608	DA 1041 1808	DA 1041 2008	DA 1041 2408
1.0	DA 1041 1210	DA 1041 1410	DA 1041 1610	DA 1041 1810	DA 1041 2010	DA 1041 2410
1.2	DA 1041 1212	DA 1041 1412	DA 1041 1612	DA 1041 1812	DA 1041 2012	DA 1041 2412
1.5	DA 1041 1215	DA 1041 1415	DA 1041 1615	DA 1041 1815	DA 1041 2015	DA 1041 2415
1.7	DA 1041 1217	DA 1041 1417	DA 1041 1617	DA 1041 1817	DA 1041 2017	DA 1041 2417
2.0	DA 1041 1220	DA 1041 1420	DA 1041 1620	DA 1041 1820	DA 1041 2020	DA 1041 2420
2.3	DA 1041 1223	DA 1041 1423	DA 1041 1623	DA 1041 1823	DA 1041 2023	DA 1041 2423
2.5	DA 1041 1225	DA 1041 1425	DA 1041 1625	DA 1041 1825	DA 1041 2025	DA 1041 2425
2.7	DA 1041 1227	DA 1041 1427	DA 1041 1627	DA 1041 1827	DA 1041 2027	DA 1041 2427
3.0	DA 1041 1230	DA 1041 1430	DA 1041 1630	DA 1041 1830	DA 1041 2030	DA 1041 2430
3.5	DA 1041 1235	DA 1041 1435	DA 1041 1635	DA 1041 1835	DA 1041 2035	DA 1041 2435
4.0	DA 1041 1240	DA 1041 1440	DA 1041 1640	DA 1041 1840	DA 1041 2040	DA 1041 2440
4.5	DA 1041 1245	DA 1041 1445	DA 1041 1645	DA 1041 1845	DA 1041 2045	DA 1041 2445
5.0	DA 1041 1250	DA 1041 1450	DA 1041 1650	DA 1041 1850	DA 1041 2050	DA 1041 2450
5.5		DA 1041 1455				
6.0		DA 1041 1460		DA 1041 1860		
6.5		DA 1041 1465				

1 setti/ltk, 5 ltk/kuljetusltk



INNOVATORS IN ENTERAL CARE