



## Steril Filmforbinding med Absorptionspolstring

MEDIPLAST kan tilbyde steril, transparent filmforbinding med absorptionspolstring. Absorptionspolstringen har en ikke-hæftende overflade mod såret. Produktet findes både med og uden kantsystem. Forbindingerne med kantsystem har skrivetape med hudvenlig papirtilhæftning, så tid for skift og navn kan noteres. Forbindingerne har en bakterie- og virusbarriere, er vandafvisende, så patienten kan bade og bruse, og de er semipermeable, hvilket tillader huden at ånde. Forbindingen er sterilt et-styks-pakket.

**Indikation:**

Postoperativ forbinding, beskytter rene sår og operationssteder. Små incisioner: artroskopi, laparaskopi, biopsi.  
Lacerationer: skrubbesår. 1. grads forbrændinger. Overfladiske og partielle sår. Lette til moderate, drænedede sår.  
Hydroterapi, dagkirurgi og dækforbinding.

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Polstring	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
60701020	7 x 5 cm	4 x 2,5 cm	50	4500
60701022	6 x 10 cm	5 x 3,5 cm	50	400
60701025	10 x 12 cm	7,5 x 5 cm	50	1200
60701030	9,5 x 8,5 cm	6 x 3,5 cm	50	1200
60701035	15,5 x 8,5 cm	11 x 3,5 cm	50	600
60701040	10 x 20 cm	15,5 x 5,5 cm	30	360
60701045	10 x 25 cm	20 x 5,5 cm	30	360
60701050	10 x 30 cm	25 x 5,5 cm	30	360
60701055	10 x 35 cm	30 x 5,5 cm	30	360
<b>Kantsystem med skrivetape</b>				
60701150	4 x 5 cm	2,5 x 2 cm	50	1000
60701155	6 x 7 cm	4 x 3 cm	50	1000
60701156	6 x 10 cm	6 x 2,5 cm	50	200
60701158	9 x 10 cm	6 x 4,5 cm	25	100
60701162	9 x 15 cm	4,5 x 10 cm	25	100
60701164	9 x 20 cm	4,5 x 15 cm	25	100
60701160	10 x 12 cm	6 x 4,5 cm	25	500
60701165	10 x 25 cm	20 x 4,5 cm	25	500
60701170	15 x 20 cm	10,5 x 8 cm	25	500
60701175	9 x 30 cm	25 x 4,5 cm	25	100
60701180	9 x 35 cm	30 x 4,5 cm	25	100

Æske = mindste kvantitet/bestilling