


SUGSLANG MED MULTIFUNKTION

Vad behövs för att förbättra sjukvården? Först och främst ett fortsatt engagemang från alla fantastiska människor som arbetar där. Dessutom kan vi på Mediplast bidra genom att ständigt lyssna på behoven och skapa nya, effektiva lösningar.

Mediplast är en svensk leverantör av medicintekniska produkter. Vårt sortiment består dels av egna produkter av hög kvalitet, dels av utvalda produkter från välkända leverantörer.



SUGLANG MED MULTIFUNKTION

Medioplast har tillsammans med IVA-personal tagit fram en sugslang med multifunktion speciellt anpassad för den dagliga patientvården på en intensivvårdsavdelning. Slangen är gjord av ftalatfri PVC. Med denna slang behövs färre artikelnummer köpas in, och förvaringen blir mer effektiv.

Slangen har både nippel med vacuumkontroll och mjuk standardkona / honkoppling. Honkopplingen är mjuk men knicksäker och har invändiga räfflor för säker koppling. När det finns behov för enbart honkoppling kan nippeln enkelt tas av.




Nippeln används vid tracheal sugning med sugkateter och passar även till de flesta sonder. På nippeln finns ett fingerhål för att enkelt kunna reglera vacuum.




Standardkonan passar till munvårdsset.




Honkoppling används vid sugning i slutet sugsystem.



Passar för provtagning av sekret.




Slangen levereras osteril men hygienförpackad i plastpåse.



Sugslang Kona + Kona/Nippel/VK

Avd. fp.= minsta kvantitet/beställning

Art nr	Konnektorer	Längd	ID/VD mm	Material mjukgörare	Hårdhet	Ch	Sterilisering	Avd. fp.
6099942		200cm	5.6/8.2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Osteril	50

Att arbeta med människors hälsa är ett viktigt uppdrag. Vi på Mediplast möter dagligen dedikerade människor inom sjukvården som gör sitt yttersta för att leverera bättre och säkrare vård. Ett arbete som allt oftare ska ske till fler patienter, på kortare tid och med knappare resurser.

Har du frågor eller vill veta mer om våra produkter, kontakta vår kundtjänst på tel 040-671 23 00 eller besök vår hemsida www.mediplast.com.