

ny

seca 336 i

Spädbarnsvåg, integrerbar,
med Wi-Fi funktion 

 EMR
Integration



- Helt integrerbar genom Wi-Fi teknologi.
- Skålformad vågplatta.
- Lättläst och belyst LCD-display.
- USB-anslutning till streckkodsskanner för patientidentifiering.
- Alternativt med digital längdmätare seca 234 eller analog längdmätare seca 232 n.

seca 336 i:

Helt integrerad vägning och mätning innebär att fel undviks.

► När man vill vidareutveckla en spädbarnsvåg måste man se till helheten. Hur kan arbetsprocesser förbättras och hur kan en våg integreras smidigt i arbetsmiljön? seca 336 i övertygar med utmärkt kvalitet och enkel användning. Avgörande för steget in i den digitala framtiden är att seca 336 i är helt integrerbar.



Spädbarnsvågen för den digitala framtiden.

Integrerbara seca 336 i visar hur arbetsprocesser i barnhälsovården går att förbättras och effektiviseras: En streckodsskanner kan kopplas till vågen med USB-anslutningen. På så sätt identifieras nyfödda och småbarn säkert och deras mätresultat överförs felfritt och snabbt till den digitala patientjournalen (EMR).



Streckodsskannare kan kopplas direkt till USB-anslutningen på vågen för att möjliggöra användar- och patientidentifiering.

Bekväm användning och lättläst LCD-display.

Den stora, skålformade vågpattan ger bebis en tillräcklig plats för att känna sig trygg. Den bekväma positionen gör längdmätningen mycket snabb och precis. Större bebisar eller småbarn kan vägas i sittande position. Mätvärdet visas på den ljusa LCD-displayen och visas i två minuter.



Lättläst och belyst LCD-display. Med bara en knapptryck överförs vikt och längd till den digitala patientjournalen.

Ju snabbare mätning, desto behagligare för bebis.

seca 336 i är utrustad med en speciell dämpning som möjliggör exakta mätresultat även när bebis är mycket aktiv. I kombination med den valbara, digitala längdmätaren seca 234 kan längd och vikt mätas i samma arbetssteg. Speciellt när vågen integreras i EMR-systemet förbättras arbetsprocessen betydligt. Det är fortfarande möjligt att mäta med den analoga längdmätaren seca 232 n.



Den digitala längdmätaren med sändningsfunktion och överskådlig display underlättar mätningen.

Tekniska data

- Kapacitet: 20 kg
 - Graderingsskala: 5 g < 10 kg > 10 g
 - Mått (BxHxD): 650 x 110 x 308 mm
 - Nettovikt: 3,7 kg
 - Strömförsörjning: Batteri, Strömadapter tillval
 - Kalibreringsklass: 
 - Funktioner: Automatisk omkoppling av vägningsområde, justerbar dämpning, avstängningsautomatik, SEND/PRINT, bekräfta, Wi-Fi
 - Tillval: Vagn seca 403 och seca 402, digital längdmätare seca 234, analog längdmätare seca 232 n, väska seca 428, laddningsenhet/batteripack seca 454
 - Portar: USB-anslutning streckodsskanner
-  **Kompatibel med** alla EMR-system och integrerbara seca-produkter



Medioplast AB, P.O. Box 1004, SE-212 10 Malmö, Sweden
T 040 671 23 00, F 040 671 23 10
www.medioplast.se