

Spiralslange



- Tiltenkt for transportering og overføring av medikamenter i væskeform, i tilknytning til trykk- eller tyngdekraftsinfusjon
- Det fleksible oppsettet sikrer økt mobilitet for både pasienter og personale, og gjenopptar sin opprinnelige form etter ekstraksjon
- Slangen er testet for 4 bar
- Kompatibelt med andre standardiserte Luer-lock-systemer, og kan enkelt kobles til etterfølgende systemer
- Les bruksanvisningen for mer detaljert informasjon
- MR kompatibel

1 x 2 mm (ID x YD)

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60A1226	Fyllingsvolum 1,2 ml, lengde 150 cm	PVC-fri	50/100*
60A1229	Fyllingsvolum 2,4 ml, lengde 300 cm	PVC-fri	25/50*
60A1230	Fyllingsvolum 3,2 ml, lengde 400 cm	PVC-fri	25/50*
60A1225	Fyllingsvolum 4,8 ml, lengde 600 cm	PVC-fri	25/50*

Materiale: Slange: PE
Kobling fLL/mL: PE
Beskyttelseshette: ABS, PE
Lateksfrie

Sterilisering: EO
Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack
* = minsteantall ved bestilling

RoweMed
Medical 4 Life