

Blodtryksmanchetter til fler-patient brug

DuraCheck™ NIBP-manchetter til fler-patient brug er konstrueret af et rengøringsvenligt nylonmateriale, der giver produktet en lang levetid og muliggør brug på flere patienter.



Egenskaber

- Flergangs. Robust konstruktion for lang levetid og fler-patient brug.
- Konstruktionen uden luftlomme er præcis og rengøringsvenlig.
- Fremstillet af robust nylonmateriale, der er komfortabelt og stærkt.
- Opfylder anbefalingerne for AAMI og AHA manchetstørrelser.
- Farvekodede materialer gør det nemt at identificere manchetstørrelsen.
- Konstrueret til at erstatte dyre varemærke manchetter fra monitorproducenter.




Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

Bestillingsoplysninger




Enkeltslange manchetter

MONITOR

CAS 740/750 Criticare 508 Datascope Accutor Plus og Passport 2 Philips/ HP Siemens Spacelabs	Welch Allyn Vital Signs/Atlas (efter juli 2000)	Nihon Kohden Procyon og IPro	Welch Allyn Protocol Propaq	Poppa NIBP manchet- konnektor- systemet

MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	1-slange bajonetkonnektor	1-slange konnektor af skruetype	1-slange vridelåskonnektor, han	1-slange vridelåskonnektor, hun	1-slange Poppa konnektor
Spædbarn	Orange	8-15 cm	ZDC4901HP	ZDC4901D	ZDC4901MQM	ZDC4901MQF	ZDC4901P
Barn	Grøn	11-22 cm	ZDC4401HP	ZDC4401D	ZDC4401MQM	ZDC4401MQF	ZDC4401P
Lille voksen	Lyseblå	16-28 cm	ZDC4301HP	ZDC4301D	ZDC4301MQM	ZDC4301MQF	ZDC4301P
Voksen	Marineblå	26-33 cm	ZDC4201HP	ZDC4201D	ZDC4201MQM	ZDC4201MQF	ZDC4201P
Voksen, lang	Marineblå	26-33 cm	ZDC4221HP	ZDC4221D	ZDC4221MQM	ZDC4221MQF	ZDC4221P
Stor voksen	Rød	33-41 cm	ZDC4101HP	ZDC4101D	ZDC4101MQM	ZDC4101MQF	ZDC4101P
Stor voksen, lang	Rød	33-41 cm	ZDC4121HP	ZDC4121D	ZDC4121MQM	ZDC4121MQF	ZDC4121P
Lår	Mørkeblå	39-55 cm	ZDC4001HP	ZDC4001D	ZDC4001MQM	ZDC4001MQF	ZDC4001P



Dobbeltslange manchetter

MONITOR

Critikon® Dinamap® Criticare 507 Invivo Research, MDE Nihon Koden (Lifescope L) Spacelabs	Datex-Ohmeda	GE Medical Eagle 4000 Tram 100/200/300	Manuel	Poppa NIBP manchet- konnektor- systemet

MANCHETSTØRRELSE	FARVEKODE	OMKREDS PÅ ARM/ BEN	2-slange konnektor af skruetype	2-slange vridelåskonnektor, han/hun	2-slange vridelåskonnektor, hun	2-slange manuel opblæsning med Luer, han	2-slange Poppa og manuel opblæsning
Spædbarn	Orange	8-15 cm	ZDC4902D	ZDC4902MQMF	ZDC4902MQF	ZDC4912L	ZDC4912P
Barn	Grøn	11-22 cm	ZDC4402D	ZDC4402MQMF	ZDC4402MQF	ZDC4412L	ZDC4412P
Lille voksen	Lyseblå	16-28 cm	ZDC4302D	ZDC4302MQMF	ZDC4302MQF	ZDC4312L	ZDC4312P
Voksen	Marineblå	26-33 cm	ZDC4202D	ZDC4202MQMF	ZDC4202MQF	ZDC4212L	ZDC4212P
Voksen, lang	Marineblå	26-33 cm	ZDC4222D	ZDC4222MQMF	ZDC4222MQF	ZDC4232L	ZDC4232P
Stor voksen	Rød	33-41 cm	ZDC4102D	ZDC4102MQMF	ZDC4102MQF	ZDC4112L	ZDC4112P
Stor voksen, lang	Rød	33-41 cm	ZDC4122D	ZDC4122MQMF	ZDC4122MQF	ZDC4132L	ZDC4132P
Lår	Mørkeblå	39-55 cm	ZDC4002D	ZDC4002MQMF	ZDC4002MQF	ZDC4012L	ZDC4012P

Alle manchetter er pakket med 5 manchetter pr. kasse.