



Kräkpåse

- Enkel hantering
- Kräkpåsen rymmer >1,5 liter och har gradering
- Lätt att tillsluta med ett enkelt handgrepp
- Liten smittorisk
- Engångs, 50 st påsar/förpackning
- Material: Påse – polyeten, Ring – polypropylen





Artikelnr	Beskrivning	Trpt.fp.
601132K	Kräkpåse - 50 styck per påse och 400 styck per förpackning	400 st

Kräkpåse med SAP – Superabsorberande pulver

- Det tillsatta pulvret i sachet smälter vid kontakt med vätska och gör innehållet geléartat

Artikelnr	Beskrivning	Trspt.fp.
601134K	Kräkpåse med SAP - 50 styck per påse och 400 styck per förpackning	400 st

Trpt.fp. = min.kvant/best



Tillverkare: Medioplast AB / www.medioplast.com